



CÔNG TY TNHH TM BHYT HOÀNG THỊNH PHÁT

11 Phạm Quý Thích – Phường Tân Quý- Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08.35592683-35592684 Fax: 08.35591955

Email : htpmedical@hoangthinhphat.vn - htpmedical@gmail.com


TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Túi chườm nóng/lạnh y tế
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	<p>Chườm lạnh khi bị bong gân, sai khớp, bầm dập cơ, bị sưng do va chạm, sốt, chảy máu cam, đau đầu, chấy nắng hay bỏng nhẹ, côn trùng cắn,...Giúp giảm đau và phù nề do làm tăng ngưỡng kích thích của các sợi cơ, gây co mạch, giảm lượng máu lưu thông ở vùng tổn thương.</p> <p>Chườm nóng khi đau lưng, đau cơ, đau vai, đau dây thần kinh, đau bụng...</p>
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<p>-Chườm lạnh :Đập đá nhỏ vừa phải, cho vào túi 1/2-2/3 dung tích, vặn chặt nút, rồi dốc ngược xem có rỉ nước ra không.</p> <p>-Chườm nóng : Mở nắp túi chườm rồi cho nước nóng vào trong túi chườm, cho nước tối đa 2/3 túi chườm, rồi vặn chặt nắp lại (nhiệt độ nước khoảng 60 đến 90 độ C) rồi dốc ngược xem có rỉ nước ra không</p> <p>-Lau khô mặt ngoài túi chườm, cho vào bao hoặc bọc ngoài bằng khăn bông.</p> <p>-Đề bệnh nhân nằm ở tư thế thuận lợi</p> <p>-Đặt nhẹ nhàng túi chườm vào vùng chườm, tránh gây nóng/lạnh đột ngột.</p> <p>-Vị trí chườm: tùy theo chỉ định; thỉnh thoảng kiểm tra vùng chườm, tình trạng bệnh nhân xem vùng chườm có quá nóng hoặc quá lạnh.</p>
1.5	Chống chỉ định	<p>Không chườm lạnh khi thân nhiệt thấp, người già yếu, Tuần hoàn cục bộ giảm hoặc bệnh nhân táo bón, Xuất huyết đường hô hấp.</p> <p>Không chườm nóng vào vết thương hở, vết bỏng, phụ nữ sinh mổ</p>
1.6	Cảnh báo và thận trọng	<p>Chườm lạnh :Giảm thân nhiệt, chườm lạnh cho bệnh nhân hôn mê, rối loạn ý thức có thể gây giảm thân nhiệt dưới mức bình thường.</p> <p>Chườm nóng : có thể gây bỏng nếu không sử dụng thận trọng.</p>
1.7	Tác dụng bất lợi cụ thể xảy ra	Hiện chưa có ghi nhận trường hợp nào bất lợi có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm này.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	

3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Giám Đốc
Phạm Thị Thùy Trang