

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ngày 20.tháng11 năm 2019

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>Bảng bột bó P.O.P dùng trong y tế kích thước và</p> <p>Bảng đệm lót chỉnh hình dùng trong y tế kích thước</p> <p>5x200cm,7,5x200cm,10x200cm,12,5x200cm,15x200cm,20x200cm,5x270cm,7,5x270cm,10x270cm,12,5x270cm,15x200cm,20x270cm,5x300cm,7,5x300cm,10x300cm,12,5x300cm,15x200cm,20x300cm,5x360cm,7,5x360cm,10x360cm,12,5x360cm,15x200cm,20x360cm,5x380cm,7,5x380cm,10x380cm,12,5x380cm,15x200cm,20x380cm,5x400cm,7,5x400cm,10x400cm,12,5x400cm,15x200cm,20x400cm,5x450cm,7,5x450cm,10x450cm,12,5x450cm,15x200cm,20x450cm,5x460cm,7,5x460cm,10x460cm,12,5x460cm,15x200cm,20x460cm,5x500cm,7,5x500cm,10x500cm,12,5x500cm,15x200cm,20x500cm</p> <p>Sản phẩm sử dụng để bó bột, nẹp & giá đỡ dùng cố định cho các trường hợp gãy xương;</p> <p>hoặc tạo khuôn chỉnh hình trong các trường hợp chỉnh hình khác.</p>
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	<p>Mục đích sử dụng Sản phẩm sử dụng để bó bột, nẹp & giá đỡ dùng cố định cho các trường hợp gãy xương;</p> <p>hoặc tạo khuôn chỉnh hình trong các trường hợp chỉnh hình khác. dị ứng hoặc dị ứng với vật liệu cấu thành. Không sử dụng nếu sản phẩm bị cứng trước khi dùng</p>

1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ol style="list-style-type: none">1. Dùng băng lót bọc vùng chấn thương cần bó2. Hoặc tắt lót bọc vùng chấn thương cần bó, tạo hình cố định3. Đi găng tay.4. Mở bao bì sản phẩm và lấy ra khỏi túi5. Nhúng sản phẩm vào nước sạch ở nhiệt độ phòng (25°C) trong 5-10 giây. Vắt sạch nước6. Cuốn băng theo nhiều lớp chồng lên nhau tại vùng cần cố định hay chỉnh hình. Cuốn 3-4 lớp ở các vùng thông thường; Cuốn 5-6 lớp ở những vùng chịu lực đè của cơ thể.7. Sau khi cuốn xong có thể chỉnh lại tư thế trong 3-5 phút. Sau đó 20 phút thì băng bó đã cố định hoàn toàn.
-----	-------------------	--

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIAM ĐỐC

Đ.S. Ngô Đức Đình