

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2017

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty Cổ Phần Cung ứng Y tế Nha Phong

Địa chỉ: Số 27, ngõ 38 Phương Mai, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả chung loại trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Dầu bôi trơn tay khoan Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray là sản phẩm chứa hoạt chất làm sạch và dầu bôi trơn cao cấp. Sử dụng đúng cách, phù hợp với tất cả các loại tay khoan nha khoa và motor hơi. <ul style="list-style-type: none">• Sử dụng Hi-Clean Spray trước khi hấp sấy giúp tránh khỏi sự hư hại cho các phụ kiện cơ khí.• Khuyến cáo nên thường xuyên sử dụng dầu tra tay khoan Hi-Clean giúp kéo dài tuổi thọ cho tay khoan cũng như tránh được sự hao mòn do hoạt động của tay khoan mang lại.• Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray được tạo ra với công thức rất hiệu quả cho nhiều loại tay khoan với các đầu xít khác nhau.• Đầu xít có thể được sử dụng lại với các chai dầu Hi-Clean Spray mới.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Vật tư, linh kiện và phụ kiện đi kèm: 1. Đầu phun to và nhỏ. 2. Hướng dẫn sử dụng
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Sử dụng trong lĩnh vực nha khoa. Có tác dụng tách túi lợi (nướu) rộng ra giúp Nha sĩ mài răng không tổn thương và lấy dấu(mẫu) răng một cách chính xác.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Xem hình in trên thân chai. Hoặc để đầu tay khoan được bọc một vài tấm giấy khô thấm hoặc vải sạch thấm. Xịt khoảng 2-3 giây cho dầu tràn qua đầu tay khoan đến khi nào hết bắn thì thôi. Tra dầu tay khoan 2 lần một ngày, một lần sau ca làm việc buổi sáng và một lần sau khi kết thúc ca làm việc buổi chiều
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none">• Bảo quan ở nhiệt độ dưới 40⁰C tại khu vực nhiệt độ có thể kiểm soát được. Tránh để nơi ánh sáng trực tiếp.• Đây là sản phẩm dễ cháy nổ. Tránh tiếp xúc với nhiệt độ, tia lửa hay bất kỳ thực thể nào dễ bắt lửa.• Tuân thủ các qui định của chính phủ về việc loại bỏ. Hãy kiểm tra nếu thành phố hay thị trấn của bạn cung cấp sự trợ giúp cho việc loại bỏ sản phẩm thải nguy hiểm.• Cấm vứt sản phẩm này vào lửa.• Chai dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa gas áp suất cao. Luôn lưu trữ chai ở vị trí thẳng đứng.

1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Đơn vị nhập khẩu


Nguyễn Văn Dũng
GIÁM ĐỐC