



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế: **XE LĂN CÓ BÔ (CHO NGƯỜI TÀN TẬT)**

Model : X7 ; X8

(LUCASS – TRUNG QUỐC)

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng

176 tổ 9 Thạch Bàn, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

ĐT: 024.35765922

Mở xe lăn:

Cầm tay cầm, nhẹ nhàng tách 2 bên khung xe lăn sang 2 phía. Làm phẳng 2 bên gối kê bằng tay.

Xe lăn sẽ mở 2 bánh xe sang 2 bên.

Gấp xe lăn:

Đóng bàn tựa chân, nhẹ nhàng nâng chính giữa 2 phần đầu và cuối gối kê. Xe lăn sẽ gấp lại.

Điều chỉnh tựa lưng

Đối với xe bô ngã X7: Có thể điều chỉnh tựa lưng từ 0 đến 180 độ để nằm nghỉ, sao cho thoải mái khi sử dụng.

Đi vệ sinh với bô trên xe.

Tại bộ phận ngồi : lấy tấm đệm ở giữa ra, và có thể đi vệ sinh ngay trên xe lăn.

Lên hoặc xuống xe lăn:

Ngồi lên xe lăn: vui lòng phanh bánh xe lăn trước. Giữ tay cầm và ngồi xuống xe lăn 1 cách từ từ

Xuống xe lăn: Phanh bánh xe trước, từ từ đứng lên và rời khỏi xe lăn.

Đẩy và hãm xe lăn: (áp dụng cho người đẩy xe)

Đẩy xe lăn: Đứng đằng sau xe, 2 tay nắm chặt tay nắm, đẩy xe chậm chậm, chú ý phía trước

Hãm xe lăn: Đứng ở cạnh xe lăn, 1 tay giữ tay cầm, 1 tay hãm phanh, khóa phanh hãm (Thực hiện tương tự ở phía còn lại). Luôn khóa phanh xe lăn mỗi khi dừng xe.

Khi lên cầu thang, người chăm sóc nên đẩy xe và đạp lên thanh nghiêng và nhấn tay đẩy xuống để bánh trước được nâng lên bậc thang. Sau đó, kéo tay đẩy lên để nhắc bánh sau

lên. Không cố gắng dùng lực để đẩy xe lên bậc thang.

Để di chuyển lên hoặc xuống dốc, người chăm sóc phải luôn ở xung quanh xe lăn để tránh xe bị lật. Khi xuống dốc, nên xoay xe lại theo hướng lên dốc, ở phía sau xe và xuống từ từ.



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế: XE LĂN (CHO NGƯỜI TÀN TẬT)

Model : X9 ; X12 ; X58L ; X63L; X68 ; X75 ; X72; X79J ; X39 BJ, X98L.
(LUCASS – TRUNG QUỐC)

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng

176 tổ 9 Thạch Bàn, P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, TP.Hà Nội

ĐT: 024.35765922



Mở xe lăn:

Cầm tay cầm, nhẹ nhàng tách 2 bên khung xe lăn sang 2 phía. Làm phẳng 2 bên gối kê bằng tay. Xe lăn sẽ mở 2 bánh xe sang 2 bên. Lắp bàn ăn khi cần thiết.

Gấp xe lăn:

Đóng bàn tựa chân, nhẹ nhàng nâng chính giữa 2 phần đầu và cuối gối kê. Xe lăn sẽ gấp lại.



Lên hoặc xuống xe lăn:

Ngồi lên xe lăn: vui lòng phanh bánh xe lăn trước. Giữ tay cầm và ngồi xuống xe lăn 1 cách từ từ

Xuống xe lăn: Phanh bánh xe trước, từ từ đứng lên và rời khỏi xe lăn.

Đẩy và hãm xe lăn: (áp dụng cho người đẩy xe khi xe có phanh sau)

Đẩy xe lăn: Đứng đằng sau xe, 2 tay nắm chặt tay nắm, đẩy xe chậm chậm, chú ý phía trước

Hãm xe lăn: Đứng ở cạnh xe lăn, 1 tay giữ tay cầm, 1 tay hãm phanh, khóa phanh hãm (Thực hiện tương tự ở phía còn lại). Luôn khóa phanh xe lăn mỗi khi dừng xe.