

# NHÃN SẢN PHẨM

## Bột khử khuẩn dụng cụ y tế POSE-CREZOL

**Số lưu hành:**

**Chủ sở hữu số lưu hành:** VPDD. Neo Agro Business Co., Ltd tại Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 2B Phỏ Quang, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

**Định lượng:** Gói 5 g ; Gói 25 g

**Thành phần:**

Phenolic Compound, Chất hoạt động bề mặt và các tá dược khác vừa đủ

**Công dụng:** Khử khuẩn dụng cụ y tế

**Cách sử dụng:**

\*Bước 1: Chuẩn bị dung dịch

Hòa tan 01 gói POSE CREZOL 5g trong 01 lít nước sẽ tạo thành dung dịch 0,5%. Dung dịch đã pha có màu hồng nhạt

\*Bước 2: Sử dụng chất tẩy rửa enzyme làm sạch dụng cụ và lau khô trước khi khử khuẩn

\*Bước 3: Khử khuẩn dụng cụ y tế bằng POSE-CERZOL

- *Cách 1:* Ngâm dụng cụ y tế ngập trong dung dịch 0,5% - 1% trong thời gian 10 phút. Vớt dụng cụ ra và rửa lại bằng nước sạch. Có thể để dụng cụ lâu hơn mà không sợ dụng cụ bị ăn mòn.

- *Cách 2:* Phun hoặc lau bề mặt dụng cụ y tế (với những dụng cụ chỉ cần khử khuẩn bề mặt)

Lau hoặc xịt dung dịch POSE-CREZOL lên bề mặt và để khô.

\*Lưu ý: Dung dịch sau khi pha có thể sử dụng trong vòng 1 ngày.

**Thông tin cảnh báo:** Sản phẩm dùng ngoài, tránh tiếp xúc với niêm mạc và mắt, tránh xa tầm tay của trẻ em, không được nuốt. Chỉ sử dụng cho dụng cụ y tế.

**Số lô:** Xem trên bao bì

**Ngày sản xuất, hạn sử dụng:** Xem trên bao bì

**Bảo quản:** ở nhiệt độ phòng 15<sup>0</sup> – 30<sup>0</sup>C

**Nhà sản xuất:** Pose Health Care Limited

Địa chỉ: 1 Soi Ramintra 107, Ramintra Rd., Kannayao, Bangkok 10230, Thailand

**Xuất xứ:** Thái Lan

**Nhà nhập khẩu và phân phối:**

Công ty TNHH Thương Mại Minh An

Địa chỉ: 2B Phỏ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Trưởng Đại Diện

Ông Jinda Chotcomwongse

# NHÃN SẢN PHẨM POSE- CREZOL

Gói 5 g

Gói 25 g

