

RubyFlow

Composite lỏng có chiều đèn

Sản phẩm

Rubyflow là composite lỏng chiếu đèn có chất phản quang.

Thành phần

Methacrylate polymers (44%)

Chất độn vô cơ (56%)

Kích thước hạt 0.04-0.70 micron

Các chất độ có chứa thủy tinh bari, oxit hỗn hợp, chất quang hóa và chất ổn định quang.

Chỉ định

-Phục hồi răng trước (loại III, IV)

-Phục hồi răng sau rất nhỏ (loại I, II)

-Phục hình loại V (sâu răng, mòn cổ chân răng, khuyết tật hình nê)

-Sự đổi màu của các răng trước bị đổi màu.

-Phục hình nhựa dự phòng của răng hàm và răng tiền hàm.

-Sửa chữa composite và veneer.

-Sử dụng như lớp đầu tiên của phục hồi loại I và II

Lựa chọn màu

Lựa chọn màu mong muốn với bảng màu Vita trong điều kiện ánh sáng ban ngày. Để xác định màu tốt hơn, hãy làm sạch răng. Nên chọn màu răng khi răng còn ẩm.

Ứng dụng

Đặt composite sau khi etching và bonding. Đặt các lớp composite không quá 2mm vào trong khoang. Sử dụng dụng cụ phi kim loại. Có thể sử dụng band trám trong suốt. Đậy nắp ống composite ngay sau khi sử dụng.

Chiếu đèn từng lớp bằng đèn halogen hoặc đèn LED

Thời gian chiếu đèn:

40 giây cho màu sáng(vd: màu A1 , A2, A3)

60 giây cho màu tối (vd: màu A3.5, B3)

Hoàn tất:

Mài với mũi kim cương, đá hoặc mũi kim cương nhỏ. Đánh bóng bằng các đĩa cao su hoặc mũi cao su đánh bóng. Sau đó hoàn thiện bằng các dải mài kê răng.

CHÚ Ý:

-Đóng nắp ngay sau khi sử dụng.

-Không sử dụng bất kỳ loại nhựa nào để điều chỉnh độ nhớt của vật liệu.

-Không được cất giữ vật liệu gần các sản phẩm có chứa eugenol, cũng như không được để vật liệu composite tiếp xúc với vật liệu có eugenol. Eugenol có thể làm giảm độ cứng của composite và gây ra sự đổi màu.

Bảo quản

Bảo quản trong khoảng 8°C / 46° F đến 25°C / 77 ° F. Nếu nhiệt độ vượt

quá mức này, nên bảo quản trong tủ lạnh.

Chú ý- Không để đông lạnh, không tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp hoặc các nguồn nhiệt khác. Trờ lại nhiệt độ phòng trước khi sử dụng.

Tránh xa tầm tay trẻ em.

Số lô và ngày hết hạn

Được in trên bao bì và phải được trích dẫn trong tất cả các thư yêu cầu nhận dạng sản phẩm.

Biện pháp phòng ngừa

Sử dụng găng tay y tế và không chạm vào vật liệu. Nếu vật liệu tiếp xúc với da, rửa tay bằng xà phòng và nước.

Biện pháp y tế khẩn cấp

Nuốt phải – tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Chống chỉ định

Ứng dụng của vật liệu được chống chỉ định:

-Nếu vật liệu bị khô thì không được sử dụng.

-Nếu bệnh nhân bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của vật liệu

Chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp

Các sản phẩm này chỉ được bán cho các chuyên gia nha khoa và những người có chuyên môn khác hoặc được sự hướng dẫn của họ. Những vật liệu này đã được phát triển để sử dụng riêng cho nha sĩ và phải được xử lý theo hướng dẫn sử dụng. Các khuyến nghị trong hướng dẫn tương ứng với tình trạng thực tế của kiến thức liên quan đến ngành nha khoa. Inci dental không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sử dụng với mục đích khác hoặc xử lý không đúng cách.

Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ

incidental

Inci Dental Tibbi Malz. San. ve Tic. Ltd. 
Defterdar Mah. Otakçılar Cd. E Blok Sit.
No:74/4 Eyüpsultan 1 iSTANBUL 1
TÜRKİYE Tel:+90 212 632 63 45
Fax:+90 212 632 97 56
www.incidental.com.tr
info@incidental.com.tr