

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: **Xịt mũi**

Chủng loại/mã sản phẩm: **Eurovit**

1. THÀNH PHẦN

Natri chloride, Xuyên Tâm Liên, Hoa ngũ sắc, Kim Ngân Hoa, Menthol, Tinh dầu trà, Tinh dầu bạc hà, Nano Bạc, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerine, Benzalkonium chloride, Acid citric, Nước RO.

2. CÔNG DỤNG

- Giúp hỗ trợ ngăn ngừa vi khuẩn, virus xâm nhập vào vùng mũi họng, làm sạch mũi, loại bỏ gỉ mũi, chất nhầy, giúp làm sạch niêm mạc mũi, thông mũi.
- Hỗ trợ phòng ngừa cảm cúm, viêm mũi, họng, viêm xoang, sổ mũi, nghẹt mũi, chảy nước mũi, viêm mũi dị ứng.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cách dùng:

Bước 1: Mở nắp đầu xịt, cầm lọ xịt theo phương thẳng đứng, xịt vào không khí 1-2 nhát để phá màng bảo vệ bên trong của đầu xịt.

Bước 2: Hướng đầu xịt thẳng vào mũi, hơi ngửa cổ ra sau, nhấn đầu xịt, hít nhẹ để dung dịch đi sâu vào khoang mũi.

Xịt mỗi bên mũi 1-2 xịt/lần, mỗi ngày 3-4 lần.

Dùng xong vệ sinh và đậy nắp đầu xịt.

Đối tượng sử dụng:

Trẻ em và Người lớn bị cảm cúm, viêm mũi, viêm xoang, sổ mũi, nghẹt mũi, chảy nước mũi, viêm mũi dị ứng.

4. THẬN TRỌNG

Không sử dụng với người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

5. BẢO QUẢN

- Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

6. HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, Ngày 13 tháng 05 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiên Chinh