

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: **Gạc rơ răng lưỡi miệng**

Chủng loại/mã sản phẩm: **Bibi care**

1. THÀNH PHẦN

Xylitol, Dịch chiết rau ngọt, Dịch chiết lá hẹ, Natri bicarbonate (NaHCO₃), Natri Chloride.

2. CÔNG DỤNG

Gạc răng miệng Bibi care giúp vệ sinh hàng ngày làm sạch lưỡi, nướu, răng, miệng cho bé, tăng cường cơ chế tự bảo vệ cho lưỡi, nướu, răng, miệng giúp phòng ngừa những vấn đề về răng miệng (nám miệng, tưa lưỡi, viêm nướu,...), giúp nướu khỏe trong thời kỳ trẻ mọc răng, giúp ngăn ngừa sâu răng.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cách dùng:

- Rửa sạch tay bằng xà phòng và lau khô
- Luôn đầu ngón tay vào miếng gạc
- Rơ nhẹ nhàng từ 2 bên má sau đó đến các vùng khác trên vòm miệng và bề mặt lưỡi của bé

Đối tượng sử dụng:

Dùng cho trẻ sơ sinh trở lên.

Vệ sinh miệng hàng ngày cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Trẻ ăn sữa ngoài, trẻ đang ăn dặm, trẻ có nguy cơ bị nhiễm nấm cao do thường xuyên phải dùng kháng sinh hoặc thuốc giảm viêm chứa corticoid gây ức chế miễn dịch.

Trẻ đang trong thời kỳ chuẩn bị mọc răng và đã mọc răng.

Trẻ đã có răng nhưng chưa biết vệ sinh răng miệng và đánh răng hàng ngày

Người lớn ốm không có khả năng vệ sinh răng miệng.

Lưu ý:

Mỗi miếng gạc chỉ sử dụng 1 lần. Dùng hàng ngày để vệ sinh khoang miệng cho trẻ từ sơ sinh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

4. BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát dưới 30 độ C. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

5. HẠN SỬ DỤNG

Nơi khô ráo, thoáng mát, xa tầm tay trẻ em. Tránh lửa và nhiệt độ cao.

Hà Nội, Ngày 02 tháng 6 năm 2022

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Lê Thu Thảo