

CÔNG TY TNHH POLYGREEN VIỆT NAM

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TCCS 06: 2022/PGVN

BỘ ĐĨA PETRI 1 NGĂN 90mm

Lần soát xét: 01

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

Họ và tên	Thành phần	Xác nhận
Bùi Anh Hưng	Sơ m thảo	
Phạm Xuân Lập	Soát nội dung	
Đào Đình Khởi	Phê duyệt	



GIÁM ĐỐC

Đào Đình Khởi



MỤC LỤC

1. Phạm vi áp dụng	1
2. Quy cách	1
3. Nguyên liệu	1
4. Yêu cầu kỹ thuật	1
5. Phương pháp kiểm tra	2
6. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản	2




Bộ Đĩa Petri 1 Ngăn 90mm

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm bộ đĩa petri 1 ngăn 90 mm do Công Ty TNHH Polygreen Việt Nam sản xuất, kinh doanh.

2. Quy cách

- Gồm 2 loại: Tiệt trùng và không tiệt trùng.
- Kết cấu gồm có: Thân đĩa, nắp đĩa.
- Đường kính danh nghĩa: 90mm.
- Hình ảnh sản phẩm



3. Nguyên liệu

TT	Tên nguyên liệu	Mô tả chung
1	Thân đĩa	PS
2	Nắp đĩa	PS
3	Túi zipper	Túi zipper
4	Thùng	Chất liệu Carton
5	Lót thùng	Chất liệu Carton
6	Nhãn thùng	Nhãn decal
7	Nhãn túi	Nhãn decal
8	Hướng dẫn sử dụng	Trên các khổ giấy A5/A4/A3

4. Yêu cầu kỹ thuật

4.1. Yêu cầu về ngoại quan

TT	Tiêu chí	Mức chất lượng	Phương pháp thử
1	Độ sạch	Bề mặt sạch không lẫn tạp chất.	Kiểm tra bằng mắt
2	Độ nhẵn	Bề mặt nhẵn, không xước, không ba vìa	Kiểm tra bằng mắt
3	Màu sắc	Màu sắc các chi tiết nhựa đồng nhất	Kiểm tra bằng mắt

4.2. Yêu cầu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe, môi trường

TT	Tiêu chí	Mức chất lượng	Phương pháp thử
1	Lý hóa	Các nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn RoHS	Phiếu kiểm nghiệm của nhà cung cấp

4.3. Các chỉ tiêu chất lượng/kỹ thuật

TT	Tiêu chí	Mức chất lượng	Phương pháp thử
----	----------	----------------	-----------------



1	Đường kính ngoài nắp đĩa	92mm ± 0.1mm	Thước caliper thang đo 0.1
2	Chiều cao nắp đĩa	8±0.1mm	Thước caliper thang đo 0.1
3	Độ dày nắp đĩa	0.8±0.05mm	Panme thang đo 0.01mm
4	Khối lượng nắp đĩa	8±0.5g	Cân điện tử thang đo 0.01g
5	Đường kính ngoài thân đĩa	88±0.1mm	Thước caliper thang đo 0.1
6	Chiều cao thân đĩa	13±0.1mm	Thước caliper thang đo 0.1
7	Độ dày thân đĩa	0.8±0.05mm	Panme thang đo 0.01mm
8	Khối lượng thân đĩa	8±0.5g	Cân điện tử thang đo 0.01g
9	Tiệt trùng (Áp dụng đối với loại sản phẩm tiệt trùng)	Không được có vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí, và nấm mốc	Phụ lục 13.7 Dược điển Việt Nam hoặc phiếu kiểm nghiệm của cơ sở tiệt trùng
10	Thử nghiệm điển hình đối với độ cứng	Theo tiêu chuẩn TCVN 11090:2015	Theo tiêu chuẩn TCVN 11090:2015
11	Thử nghiệm điển hình đối với độ bền nhiệt	Theo tiêu chuẩn TCVN 11090:2015	Theo tiêu chuẩn TCVN 11090:2015
12	Thử nghiệm điển hình đối với độ bền cơ học	Theo tiêu chuẩn TCVN 11090:2015	Theo tiêu chuẩn TCVN 11090:2015
13	Thử nghiệm điển hình đối với độ ổn định khi xếp chồng	Theo tiêu chuẩn TCVN 11090:2015	Theo tiêu chuẩn TCVN 11090:2015

4.4. Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Chủng loại
PFA006XXYY	Bộ đĩa Petri 1 ngăn 90mm	1-room petri dish 90mm
PFB006XXYY	Bộ đĩa Petri 1 ngăn 90mm tiệt trùng	1-room petri dish 90mm sterilized

5. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

5.1. Bao gói

Số lượng chiếc/túi; túi/thùng theo yêu cầu của khách hàng, thường là:

TT	Nội dung	Quy cách	
		Chiếc/túi	túi/thùng
1	Đĩa petri 1 ngăn 90 mm	1/5/10	50/80/100
2	Đĩa petri 1 ngăn 90 mm tiệt trùng	1/5/10	50/80/100

5.2. Ghi nhãn

Các nội dung trên nhãn sản phẩm tuân thủ quy định về nhãn hàng hóa: Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ ban hành Nghị định về nhãn hàng hóa và các văn bản hiện hành khác của nhà nước.

5.3. Vận chuyển

Sản phẩm được vận chuyển trong điều kiện thường, tránh va đập mạnh.

5.4. Bảo quản

Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.