

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Vật liệu trám nha khoa
T-Fill /5507/040

1. Mô tả sản phẩm của T-FILL

T- Trám là vật liệu trám tạm thời (Loại II- Xi măng tạm thời làm nền và phục hình tạm thời) ở dạng dán, tự đông rắn trong điều kiện độ ẩm, được sử dụng để trám tạm thời các lỗ sâu răng trong quá trình phục hình hoặc điều trị nội nha.

2. Thành phần:

Oxit kẽm, Bari sulfat, Kẽm sulfat, Canxi sulfat, Talc, Vinyl Axetat, Axetat của Ethylene Glycol, Chất tạo màu & tạo hương

Hương vị: Bạc hà

3. Chỉ định sử dụng:

- 1) Để sử dụng làm vật liệu trám răng tạm thời trong quá trình điều trị nội nha và phục hồi răng.
- 2) Để sử dụng làm vật liệu Inlay tạm thời

4. Tính chất

- 1) Không chứa eugenol cung cấp các đặc tính không gây kích ứng.
- 2) Độ bám dính cao hơn vào cấu trúc răng.
- 3) Được trộn nhỏ và trộn đồng nhất để tạo độ đồng nhất cho hạt. Mang lại khả năng thích ứng tốt nhất.
- 4) Bán nhanh trong điều kiện ẩm ướt.
- 5) Có sự mở rộng nhỏ nhưng đều khi đông kết để không có vết nứt phát triển, mang lại khả năng bịt kín tốt nhất Do đó bảo vệ Bột giấy.

5. Các ứng dụng

Sử dụng dụng cụ mang xi măng để đổ đầy lượng T-Fill cần thiết vào khoang đã chuẩn bị sau khi đã làm khô không khí. Có thể sử dụng một máy đốt bóng để điều chỉnh T-Fill với các mép của khoang để có được con dấu mép tốt hơn.

Quá trình đông cứng bắt đầu sau vài phút tiếp xúc với hơi ẩm hoặc nước bọt của bệnh nhân. Tránh tiếp xúc với áp lực nhai trong khoảng 2 giờ sau khi bôi.

Áp dụng không áp lực được khuyến khích khi sử dụng để kết hợp với vật liệu băng bó ống tủy.

Thông báo cho bệnh nhân, trong trường hợp phục hình bị gãy, hãy tiến hành phục hồi lại càng sớm càng tốt.

Thời gian thiết lập

Thời gian đông kết ban đầu: Từ 9 phút sau khi tiếp xúc với nước bọt.

Thời gian đông kết cuối cùng: 24 giờ sau khi tiếp xúc với nước bọt. Chống chỉ định

- 1) Không sử dụng sản phẩm nếu bệnh nhân bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào.
- 2) Không dành cho xi măng vĩnh viễn.

Xử lý sản phẩm:

Sản phẩm nhạy cảm với độ ẩm, đóng lọ ngay sau khi cấp phát nguyên liệu, không sử dụng nơi ẩm ướt
Dụng cụ phân phối nguyên liệu. Sự nhiễm ẩm sẽ làm thay đổi độ đặc của sản phẩm và làm giảm khả năng sử dụng của sản phẩm.

Sản phẩm được sử dụng bởi chuyên gia nha khoa đủ điều kiện hoặc trợ lý nha khoa đủ điều kiện.

6. Kho

Sau khi mở cửa bảo quản trong tủ lạnh (Không đông lạnh)

7. Đóng gói

Gói 40gm

8. Thải bỏ

Vứt bỏ nội dung / vật chứa theo quy định địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế và theo MSDS

Đại diện cơ sở doanh nghiệp

(Đóng dấu, ký tên)



Giám Đốc
Nguyễn Huy Choa

