

# TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật TPCOM

Địa chỉ: Số 27 ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

STT	Đề mục	Nội dung
1	Tên trang thiết bị y tế	Mặt nạ thở dùng cho máy thở
2	Mục đích sử dụng	Mask thở không xâm lấn kết nối với dây thở máy thở nhằm hỗ trợ thở cho bệnh nhân
3	Hướng dẫn sử dụng	Hướng dẫn sử dụng nhanh: + Mở túi đựng mask thở + Kiểm tra xem mask thở có bị hư hỏng hay trầy xước không + Buộc chặt phần mũ đội đầu rộng hơn bằng giá đỡ trán, thu hẹp thắt khóa + Đưa mặt nạ lên mặt ở vị trí phù hợp nhất + Gắn mũ đội đầu vào trên dưới tai và khóa vào thanh khung mask + Điều chỉnh mặt nạ sao cho thoải mái nhất Chi tiết xem trên hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất
4	Danh mục linh kiện và phụ kiện	- Không
5	Chống chỉ định	- Thiết bị có thể không phù hợp với những người mắc các bệnh sau: Suy giảm chức năng cơ vòng tim, trào ngược, suy giảm phản xạ ho và thoát vị gián đoạn. Không sử dụng nếu bệnh nhân đang nôn mửa hoặc cảm thấy buồn nôn, hoặc nếu bệnh nhân bất tỉnh, bất hợp tác, không phản ứng hoặc không thể tháo mặt nạ thở - Không dùng cho bệnh nhân hạ huyết áp, thứ phát sau giảm thể tích tuần hoàn. Nếu các triệu chứng của những tình trạng này xảy ra, ngừng điều trị ngay lập tức.
6	Cảnh báo và thận trọng	- Mặt nạ không thích hợp để cung cấp hệ thống thông gió hỗ trợ sự sống - Mặt nạ được thiết kế để sử dụng với CPAP hoặc hệ thống hai cấp với van xả hoạt động theo khuyến nghị của sức khỏe của bạn chuyên gia chăm sóc hoặc chuyên gia trị liệu hô hấp. Không đeo mặt nạ này trừ khi hệ thống CPAP hoặc hai cấp được bật và hoạt động đúng cách. Không chặn hoặc cố gắng bịt kín van xả đang hoạt động. Giải thích về Cảnh báo: Hệ thống CPAP làm được thiết kế để sử dụng với mặt nạ đặc biệt có đầu nối có van xả hoạt động để cho phép dòng chảy liên tục thoát khí ra khỏi mặt nạ. Khi máy CPAP được bật và hoạt động bình thường, không khí mới từ máy CPAP xả khí thở ra qua van xả hoạt động kèm theo. Tuy nhiên, khi máy CPAP không hoạt động, đủ không khí trong lành sẽ không được cung cấp qua mặt nạ và không khí thở ra có thể bị thổi ngược trở lại áp dụng cho hầu hết các mô hình của hệ thống CPAP. Nếu sử dụng oxy với thiết bị, dòng oxy phải được tắt khi thiết bị không hoạt động. Giải thích về cảnh báo: khi thiết bị không hoạt động và lưu lượng oxy vẫn còn, oxy được cung cấp vào máy thở ống có thể tích tụ bên trong thiết bị kèm theo. Oxy tích tụ trong vỏ thiết bị sẽ tạo ra nguy cơ cháy - Một số người dùng có thể bị đỏ da, kích ứng hoặc khó chịu. Nếu điều này xảy ra, hãy ngừng sử dụng và liên hệ với chuyên gia y tế
7	Tác dụng bất lợi có	Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành.

	thể xảy ra	
8	Nhà sản xuất	Tên nhà sản xuất: HUNAN BEYOND MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD Địa chỉ tại: Beyond Zone, Lijiacun Rd, Xueshi Street, Yuelu District, 410208 Changsha, China

Người đại diện hợp pháp của cơ sở


  
 GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Cao Phong*

