

## Hướng dẫn sử dụng

Phiên bản và Bản sửa đổi

Phiên bản: A3

Ngày phát hành: 2022-05-19

Tên sản phẩm

Bộ đệm giặt đậm đặc

Buu kiện

REF KHÔNG.	kích cỡ gói
679009	1 L
679008	6 x 1 L

Mục đích sử dụng

Đệm rửa có đặc đ ược sử dụng đ ường pipet sạch sau khi chuyển chất lỏng trong eCL máy phân tích loạt.

Các thành phần chính

Đệm photphat 0,1 mol / L, NaCl 1,5 mol / L, chất tẩy rửa 1,0%, chất bảo quản; pH 7,4.

Vật liệu và dụng cụ cần thiết nhưng không đ ược cung cấp: Bộ đệm Bộ đệm Máy phân tích xét nghiệm

miễn dịch ECL tự đ ộng Lưu trữ và Thời hạn sử dụng

Sản phẩm chưa mở có thời hạn sử dụng 24 tháng, cần đ ược bảo quản tại

4 - 30 ° C cho đ ến ngày hết hạn đ ã nêu. Giải pháp đ ã mở không thể sử dụng hơn hơn 4 tuần sau khi pha loãng.

Dụng cụ áp dụng

Máy phân tích xét nghiệm miễn dịch ECL tự đ ộng.

Phương pháp sử dụng

Sản phẩm đậm đ ặc nên cần pha loãng trước khi sử dụng. Sau khi thêm 9 L trong số trước tiên cho nước tinh khiết vào thùng chứa nước của hệ thống, một chai (1 L) dung dịch đậm giặt đậm đ ặc đ ược đ ổ vào, sau đ ó trộn mềm và tránh lắc mạnh và sự hình thành bọt. Nước tinh khiết phải phù hợp với đ ặc đ iểm kỹ thuật của ISO 3696: 1987, MOD.

Lắp máy hút nước của hệ thống vào dung dịch đ ã chuẩn bị và vận chuyển nắp trước đ ó

khóa nghiệm.

Đề phòng và Cảnh báo














Bộ dụng cụ này chỉ đ ược sử dụng đ ể chẩn đ đoán trong ống nghiệm.

Khi sử dụng sản phẩm, cần tuân thủ các quy đ ịnh trong phòng thí nghiệm.

Tất cả chất thải phải đ ược xử lý theo quy đ ịnh của đ ịa phương.

Sản phẩm có thể gây bóng nặng khi tiếp xúc trực tiếp. Nếu tiếp xúc với mắt, rửa sạch ngay lập tức với nhiều nước và tìm lời khuyên y tế. Bạn nên mặc quần áo bảo hộ, găng tay và thiết bị bảo vệ mắt / mặt khi sử dụng sản phẩm này.

Biểu tượng

Biểu tượng	Tên biểu tượng	Biểu tượng	Tên biểu tượng
	nhà chế tạo		Tham khảo hướng dẫn đ ể sử dụng
	Được ủy quyền đ ại diện trong người châu Âu Cộng đ ồng		Thiết bị y tế chẩn đ  đoán in vitro
	Ngày sử dụng		Cho biết thiết bị này tuân thủ Chỉ thị Châu Âu.
	Mã lô		Chứa đ ủ cho các bài kiểm tra >>>
	Số seri		Rủi ro sinh học
	Nhiệt đ ộ sự hạn chế		Đi lên lối này
	Số mục lục	P / N Mã vật liệu	

Nhà chế tạo

Thâm Quyên Lifotronic Technology Co., Ltd.

Đơn vị A, Tầng 4, Tòa nhà 15, Yijing Estate, No.1008 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen City, Quảng Đông Province, 518055, PRC China Email:

inter-service@lifotronic.com.

Đại diện Châu Âu

Tên: Umedwings Hà Lan BV

Địa chỉ: Treubstraat 1, 2288EG, Rijswijk, Hà Lan Tel: +31 (0)

642758955

E-mail: ar@umedwings.eu

H-R05A421-00001 A3

Trang 1 của 1