

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DẪN LƯU THẬN QUA DA (Drainage Catheter)

Model: DC-0413, DC-0420, DC-0513, DC-0520, DC-0620, DC-0625, DC-0720, DC-0725, DC-0820, DC-0825, DC-1020, DC-1025, DC-1220, DC-1225, DC-1420, DC-1425

I. Hướng dẫn sử dụng

1. Chọc thủng khoang bằng kim nhọn rộng, siêu âm hướng dẫn nếu cần thiết.
2. Một hướng dẫn có đầu tròn sau đó được nâng cao qua lumen của kim, và được kim rút ra.
3. Bây giờ có thể đưa một chất làm giãn qua ống dẫn vào khoang, được sử dụng để làm giãn nở qua da và rút chất làm loãng.
4. Sau khi đặt ống dẫn lưu, ống hướng dẫn được rút ra.

II. Cảnh báo và thận trọng

- Việc sử dụng sản phẩm trên lâm sàng cần được vô trùng nghiêm ngặt.
- Sản phẩm, chỉ được sử dụng một lần, cấm tái sử dụng.
- Sản phẩm cần được sử dụng bởi nhân viên y tế. Vui lòng đọc kỹ tài liệu và hướng dẫn đính kèm trước khi sử dụng.
- Sau khi ống thông được đưa vào, đường dẫn lưu cần được xác nhận là không bị cản trở, chẳng hạn như ống thông bị xoắn và bóp có thể dẫn đến tắc nghẽn.
- Sau khi đặt ống thông dẫn lưu, ngày đặt cần được ghi lại và kiểm tra hàng ngày. Một khi hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn hoặc xảy ra các phản ứng bất lợi khác, ống thông dẫn lưu mới bên được rút ra ngay lập tức hoặc thay thế.
- Ngày hết hạn của sản phẩm là 3 năm. Vui lòng xác nhận trước khi sử dụng.
- Ngày sản xuất và ngày hết hạn trùng nhau.
- Vui lòng không thay đổi cấu trúc trong thời gian sử dụng sản phẩm này.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng EO, nghiêm cấm sử dụng trong trường hợp sản phẩm bị hư hỏng.
- Theo quy chế bệnh viện, thống nhất tiêu hủy sau khi sử dụng.
- Rác thải cần được xử lý theo quy định của bệnh viện hoặc bộ phận bảo vệ môi trường.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký

