

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2018/ KL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2018

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG CẤP CỨU 4 ĐỘNG CƠ PA-6415

Giường này được thiết kế để sử dụng cho việc chăm sóc bệnh nhân tại các cơ sở y tế và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Cẩn thận không cho phép bất kỳ bộ phận nào của cơ thể (đặc biệt là đầu hoặc cổ) để nhập khoảng cách giữa thanh bên, hoặc thanh ray bên hông và bảng hoặc đế đệm (đặc biệt khi được nâng lên)

Hãy chắc chắn để đọc các biện pháp phòng ngừa an toàn trước để đảm bảo sử dụng đúng cách.

Các biện pháp phòng ngừa an toàn được mô tả ở đây nhằm đảm bảo sử dụng an toàn sản phẩm và ngăn ngừa thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản. Các biện pháp phòng ngừa được phân loại là "CẢNH BÁO" và "THẬN TRỌNG" để chỉ ra mức độ nguy hiểm hoặc thương tích có thể do sử dụng không đúng cách. Đây là những điều quan trọng các biện pháp phòng ngừa an toàn phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

Cho biết hành động có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng (bị hồng) xương, áp suất hoặc tê liệt) nếu chỉ thị bị bỏ qua. Chỉ ra các hành động có thể dẫn đến thương tích cá nhân nhẹ (vết bầm tím, vết thương, hoặc vết cắt) hoặc thiệt hại về tài sản nếu dấu hiệu bị bỏ qua.

Trong số các mục được mô tả trong CÁC THẬN TRỌNG AN TOÀN, [Ghi chú liên quan đến Gap] đặc biệt quan trọng vì bỏ qua chúng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng đe dọa tính mạng. Hãy nhớ đọc những ghi chú này và sử dụng sản phẩm một cách an toàn và đúng cách. Hãy đặc biệt cẩn thận để kiểm tra những bệnh nhân có thể hành động theo những cách bất ngờ hoặc không thể. Giường này được thiết kế để sử dụng cho việc chăm sóc bệnh nhân tại các cơ sở y tế và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC

Giám đốc

