

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN CHIẾU UV KN-4006BL1D

Bảng điều khiển:



Hãy nhớ đeo kính chống tia cực tím để bảo vệ đôi mắt của bạn;  
Giữ 3cm giữa thiết bị UV và các bộ phận tổn thương ;

Che vùng da bình thường bằng vải hoặc quần áo trước khi điều trị;  
Nếu da khô hoặc hơi ngứa, bạn có thể thoa một ít kem dưỡng ẩm để cảm thấy dễ chịu hơn;  
Nếu da bạn bị bỏng do tia cực tím chiếu quá lâu, bạn cần ngừng chiếu tia cực tím ngay lập tức và liên hệ với bác sĩ ngay lập tức, cũng đừng quên thực hiện các biện pháp tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và trì hoãn lịch điều trị tiếp theo cho đến khi bộ phận tổn thương đang hồi phục.



GIÁM ĐỐC  
*Trần Thị Phương Thanh*