



Cây móc tháo khay niềng/hàm duy trì

TIẾNG VIỆT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Cây móc tháo khay niềng/hàm duy trì giúp bệnh nhân/người dùng tháo các dụng cụ chỉnh nha có thể tháo rời một cách dễ dàng trong khi vẫn bảo vệ dụng cụ khỏi bị hư hỏng và/hoặc trầy xước. Dụng cụ này được thiết kế để sử dụng với các dụng cụ chỉnh nha tháo lắp truyền thống khác.

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG:

Được chỉ định cho bệnh nhân đeo khay niềng hoặc hàm duy trì bằng nhiệt định hình.

ĐẶC TÍNH HOẠT ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH LÂM SÀNG:

Dụng cụ này có một móc nhỏ ở một đầu và một tay cầm ở đầu còn lại để hỗ trợ bệnh nhân tháo khay niềng hoặc hàm duy trì.

Lợi ích lâm sàng của điều trị chỉnh nha có thể bao gồm cải thiện sức khỏe tổng thể của răng và điều chỉnh tình trạng lệch lạc khớp cắn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Chưa được biết.

CẢNH BÁO:

Chỉ sử dụng cho một bệnh nhân.

Dùng lực quá mạnh để tháo khay niềng hoặc hàm duy trì có thể làm hỏng dụng cụ.

PHÒNG NGỪA:

Không sử dụng lại sản phẩm cho người khác. Rủi ro khi sử dụng lại bao gồm nhiễm trùng và ô nhiễm (do vi khuẩn, virus).

Báo cáo các sự cố nghiêm trọng đã xảy ra liên quan đến dụng cụ cho bác sĩ hoặc nhà sản xuất dụng cụ và/hoặc cơ quan có thẩm quyền tại Quốc gia thành viên mà bạn cư trú hoặc cơ quan quản lý hiện hành khác.

PHẢN ỨNG BẤT LỢI:

Chưa được biết.

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC:

1. Nắm lấy đầu có lỗ của cây móc.
2. Đưa đầu có móc của cây móc vào miệng.
3. Dùng đầu móc để nhẹ nhàng móc vào một cạnh của khay niềng hoặc hàm duy trì gần phía trước miệng và kéo ra khỏi răng.
4. Nếu cảm thấy có lực cản, có thể cần lặp lại bước 3 ở một số vị trí dọc theo răng. Không dùng lực quá mạnh để cố gắng tháo khay niềng hoặc hàm duy trì.

THẢI BỎ AN TOÀN:

Thải bỏ trong thùng rác gia đình thông thường, như đối với bàn chải đánh răng hoặc chỉ nha khoa đã qua sử dụng.

BẢO HÀNH VÀ KHÁC PHỤC CÓ GIỚI HẠN

Nhà sản xuất đảm bảo rằng sản phẩm này không có khiếm khuyết trong quá trình sản xuất và vật liệu.

Nghĩa vụ duy nhất của nhà sản xuất và biện pháp khắc phục duy nhất đối với khách hàng trong trường hợp có khiếm khuyết được yêu cầu bồi thường sẽ chỉ giới hạn ở đổi sản phẩm mới hoặc hoàn lại tiền theo giá đã mua.

Tất cả các bảo hành ngầm định, bao gồm bảo hành ngầm định về tính thương mại hoặc sự phù hợp cho bất kỳ mục đích hoặc việc sử dụng cụ thể nào đều được miễn trừ trách nhiệm.

GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trường hợp bị pháp luật cấm, Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ sản phẩm này, cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, bất kể được khẳng định về lý thuyết, bao gồm bảo hành, hợp đồng, sơ suất hoặc trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt. Giới hạn này không áp dụng cho các yêu cầu bồi thường thương mại tích cá nhân của bên thứ ba.

 Nhà sản xuất:
Dentsply Sirona Orthodontics Inc.
 7290 26th Court East
 Sarasota, Florida 34243 Hoa Kỳ
 www.dentsplysirona.com/ifu

 **EC REP**
 Emergo Europe
 Prinsessegracht
 20
 2514 AP, The
 Hague
 Hà Lan

 **CH REP**
 Maillefer
 Instruments
 Holding Sàrl
 Chemin du verger
 3
 CH-1338
 Ballaigues



MKT-DFU0007-ML Phiên bản 03
 Phát hành tháng 12/2021

©2021 Dentsply Sirona