



Dụng cụ đặt khay niềng Chewies™

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Để hỗ trợ lắp khay niềng/hàm duy trì cho răng của bệnh nhân bằng cách nhai trong thời gian ngắn trong khi đặt khay lên trên răng ở phạm vi nhiệt độ cơ thể trên miệng bình thường.

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG:

Được chỉ định cho bệnh nhân đeo khay niềng hoặc hàm duy trì bằng nhiệt định hình.

ĐẶC TÍNH HOẠT ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH LÂM SÀNG:

Dụng cụ này được làm bằng vật liệu mềm, nhai được để hỗ trợ bệnh nhân đặt khay niềng hoặc hàm duy trì đúng vị trí.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Chưa được biết.

CẢNH BÁO:

Chỉ sử dụng cho một bệnh nhân.

Dùng lực quá mạnh để đặt khay niềng hoặc hàm duy trì có thể làm hỏng dụng cụ.

PHÒNG NGỪA:

Chỉ sử dụng trong thời gian ngắn để căn chỉnh khay niềng hoặc hàm duy trì.

Mỗi lần chỉ chỉnh một khay niềng hoặc hàm duy trì. Cố gắng đặt hai chiếc cùng lúc có thể làm hỏng khay hoặc hàm duy trì.

Không sử dụng lại sản phẩm cho người khác. Rửa ro khi sử dụng lại bao gồm nhiễm trùng và ô nhiễm (do vi khuẩn, virus).

Báo cáo các sự cố nghiêm trọng đã xảy ra liên quan đến dụng cụ cho bác sĩ hoặc nhà sản xuất dụng cụ và/hoặc cơ quan có thẩm quyền tại Quốc gia thành viên mà bạn cư trú hoặc cơ quan quản lý hiện hành khác.

PHẢN ỨNG BẤT LỢI:

Chưa được biết.

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC:

1. Dùng tay đặt khay niềng hoặc hàm duy trì lên trên răng và dùng tay ấn nhẹ cho đến khi nó gần khớp hết vào vị trí.
2. Đưa Dụng cụ đặt khay niềng Chewies™ vào miệng và đặt nó giữa cung răng trên và cung răng dưới.
3. Nhẹ nhàng cắn vào Dụng cụ đặt khay niềng Chewies™ và đưa khay niềng hoặc hàm duy trì vào vị trí cho đến khi khớp hoàn toàn.

THẢI BỎ AN TOÀN:

Thải bỏ trong thùng rác gia đình thông thường, như đối với bàn chải đánh răng hoặc chỉ nha khoa đã qua sử dụng.

BẢO HÀNH VÀ KHẮC PHỤC CO GIỚI HẠN

Nhà sản xuất đảm bảo rằng sản phẩm này không có khiếm khuyết trong quá trình sản xuất và vật liệu.

Nghĩa vụ duy nhất của nhà sản xuất và biện pháp khắc phục duy nhất đối với khách hàng trong trường hợp có khiếm khuyết được yêu cầu bồi thường sẽ chỉ giới hạn ở đổi sản phẩm mới hoặc hoàn lại tiền theo giá đã mua.

Tất cả các bảo hành ngầm định, bao gồm bảo hành ngầm định về tính thương mại hoặc sự phù hợp cho bất kỳ mục đích hoặc việc sử dụng cụ thể nào đều được miễn trừ trách nhiệm.

GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trừ trường hợp bị pháp luật cấm, Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ sản phẩm này, cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, bất kể được khẳng định về lý thuyết, bao gồm bảo hành, hợp đồng, sơ suất hoặc trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt. Giới hạn này không áp dụng cho các yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân của bên thứ ba.

TIẾNG VIỆT

 Nhà sản xuất:
Dentsply Sirona
Orthodontics Inc.
7290 26th Court East
Sarasota, Florida 34243 Hoa Kỳ

 www.dentsplysirona.com/ifu

EC REP

Emergo
Europe
Prinsessegrac
ht 20
2514 AP, The
Hague
Hà Lan

CH REP

Maillefer
Instruments
Holding Sàrl
Chemin du
verger 3
CH-1338
Ballaigues



MKT-DFU0008-ML

Phiên bản 04
Phát hành tháng
12/2021

©2021 Dentsply
Sirona