

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ

REI BEAUTE R FLASH – MODEL: STA188

## I. CHUẨN BỊ THIẾT BỊ.

Để đảm bảo rằng thiết bị hoạt động như dự định, hãy đảm bảo tiến hành chuẩn bị trước khi tiến hành điều trị.

- Loại bỏ phần lông, tóc tại nơi cần điều trị.
  - + Sử dụng máy cạo lông cầm tay
  - Nếu tóc còn lại có thể gây bỏng cho vùng cần điều trị.
  - Tránh tẩy lông bằng sáp hoặc các phương tiện khác.
- Kiểm tra các đèn tín hiệu, nút bấm. Đảm bảo hoạt động bình thường trước khi sử dụng.
  - + Không được sử dụng thiết bị khi bị hỏng hoặc bị biến dạng.
  - + Vệ sinh sạch sẽ thiết bị nếu nó bị bẩn.

## II. KIỂM TRA THIẾT BỊ TRÊN MỘT VÙNG DA.

\* Phải đảm bảo thực hiện kiểm tra này trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên.

Thực hiện thử thiết bị trên một vùng da gần vùng cần điều trị bắt đầu bằng mức 1.

Sau khi thực hiện thử cần đợi sau 24 giờ để kiểm tra lại vùng da đó.

## III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Mỗi phần cơ thể nên được điều trị không quá 5 phút mỗi ngày.
  - Kết nối thiết bị vào nguồn điện.
  - Giữ nút nguồn khoảng 3 giây để bật thiết bị.
    - Đèn báo đồng hồ sẽ nhấp nháy màu xanh dương để báo hiệu thiết bị đang ở trạng thái chờ (có nghĩa là các xung flash không thể được tạo ra).
    - Nếu thiết bị được bật, quạt bên trong sẽ bắt đầu hoạt động với âm thanh ồn ào. Đây không phải là một sự cố
    - Sử dụng bằng cách đẩy tay cầm của thiết bị theo một đường thẳng.
  - Nhấn nút nguồn, nút mức độ phát và chọn mức độ.
    - Có 3 mức độ Flash
    - Bắt đầu sử dụng thiết bị từ cấp 1 và dần dần nâng cấp từng mức một cho đến khi đạt đến mức thích hợp cho chính bạn. Không sử dụng thiết bị ở mức cao ngay từ đầu .
    - Khi chỉ báo hiển thị (7 thanh) đầy, tiếng bíp sẽ phát ra để chỉ ra rằng thủ thuật đã hoàn tất.
  - Áp vùng cửa sổ điều trị hoàn toàn và nhẹ nhàng vào vùng cần điều trị. Đèn báo hiệu màu trắng bật sáng. Lướt thiết bị trên da để thực hiện điều trị.
    - Khi đèn READY bật sáng tức là thiết bị có thể phát tia Flash.
    - Bằng cách lăn con lăn trên da, các xung flash sẽ được phát ra liên tục.

- Chỉ số đồng hồ cho phép bạn biết có bao nhiêu xung flash nữa. Khi không có xung flash còn lại, bạn có thể tiếp tục phóng các xung flash khi chỉ thị đồng hồ được bổ sung.
- 5. Khi quá trình điều trị kết thúc, giữ nút power / level (khoảng 3 giây) để tắt thiết bị và để nguội trong khoảng 3 phút
  - Ngay cả khi bạn không nhấn nút power/level, thiết bị sẽ tự động tắt sau khi âm thanh phát ra được phát ra hai lần sau khoảng mười phút sử dụng.
  - Tắt nguồn và để thiết bị một mình khoảng 3 phút. Quạt làm việc sẽ làm nguội đầu đèn.
- 6. Giữ ẩm da sau khi điều trị bằng Flash bằng toner dưỡng da hoặc kem dưỡng ẩm.
- 7. Sau khi sử dụng thiết bị, rút phích cắm bộ sạc AC ra khỏi ổ cắm trên tường, ngắt kết nối phích cắm bộ đổi nguồn ra khỏi thiết bị, và làm sạch thiết bị và đầu đèn

#### **IV. HƯỚNG DẪN LÀM SẠCH.**

1. Làm sạch thiết bị.

Thấm ướt một miếng vải sạch sau đó vắt thật khô và lau sạch bề mặt thiết bị.

- Không lau bộ lọc (tấm kính) bằng nước. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến sự hỏng hóc của thiết bị.
- 2. Sử dụng một miếng vải mềm hoặc bông tăm trên tay để loại bỏ vết bẩn và các mảnh của tóc lông lẻo gắn chặt vào bộ lọc (tấm kính).
  - Lau sạch đầu vân tay và các vết bẩn khác để duy trì thiết bị ở trạng thái sạch. Việc không tuân thủ có thể làm cho bộ lọc bị cháy, giảm hiệu suất đèn flash, hỏng thiết bị hoặc các vấn đề về da.

#### **V. HƯỚNG DẪN LƯU TRỮ THIẾT BỊ.**

- Khi thiết bị sẽ không được sử dụng trong một thời gian dài, lưu thiết bị sau khi vệ sinh thiết bị và đầu đèn
- Khi không sử dụng thiết bị, hãy lưu thiết bị sau khi tắt và rút bộ sạc AC ra khỏi ổ cắm trên tường
- Tránh sử dụng hoặc cất giữ thiết bị gần lò sưởi hoặc lò sưởi hoặc trong phòng tắm hoặc nơi khác có nhiệt độ / độ ẩm cao, nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp, hoặc vị trí không ổn định.
- Lưu trữ xa tầm tay trẻ em.
- 

## **CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA**

**GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN LÊ QUANG VŨ**