

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty TNHH Kinh Doanh Thiết Bị Nha Khoa Đại Đỉnh

Địa chỉ: 104 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP. HCM

Ngày 30 tháng 05 năm 2018

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	ĐẦU CỌ - Hãng sản xuất Henry Schein, Mỹ - Mô tả chung: Hình dạng cây thông nhỏ, gắn vào cán cọ chải sạch kẽ răng cho người niềng răng.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Chải sạch kẽ răng cho người niềng răng
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Dùng để gắn vào cán cọ
1.5	Chống chỉ định	Không
1.6	Cảnh báo và thận trọng	- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Bảo quản để nơi khô thoáng
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
		Cung cấp thông tin về các nước đã phê duyệt cho phép lưu hành sản phẩm, nước đầu tiên cấp đăng ký/cho phép lưu hành trang thiết bị y tế
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ
GIÁM ĐỐC



CHÂU BÌNH ĐÀM