

Công ty TNHH KD TB NK Đại Đĩnh

Địa chỉ: 104 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU CỌ

Hãng sản xuất: Henry Schein, Mỹ

Mô tả sản phẩm: Hình dạng cây thông nhỏ , gắn vào cán cọ

Cách dùng: Dùng để gắn vào cán cọ, chải sạch kẽ răng cho người niềng răng

Bảo quản: Để nơi khô thoáng.

