



MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Sakoskin SEA là trang thiết bị y tế

Dung dịch dạng phun sương phân tán đều trên niêm mạc mũi giúp vệ sinh, làm sạch, kháng khuẩn, giúp phòng ngừa viêm mũi, viêm xoang, giúp mũi thông thoáng, dễ thở, phục hồi độ ẩm tự nhiên cho mũi.

THÀNH PHẦN:

Natri clorid 0.90%, Benzalkonium clorid 0.01%, Water (RO) 99.09%.

QUY CÁCH:

Hộp 1 bình dung tích: 70ml

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG:

- Dung dịch xịt mũi dạng phun sương dùng được cho trẻ em trên 3 tháng tuổi, phụ nữ có thai và người lớn.
- Dung dịch xịt mũi có tác dụng kháng khuẩn, giúp phòng ngừa viêm mũi, viêm xoang.
- Giúp làm sạch dịch nhầy, gỉ mũi, giúp mũi thông thoáng, dễ thở, phục hồi độ ẩm tự nhiên cho mũi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng.
- Đầu hơi ngả về phía sau, đưa vòi xịt vào mỗi bên mũi, dùng tay ấn dứt khoát 2 đến 3 lần mỗi bên mũi.
- Sử dụng 3 đến 4 lần/ngày.
- Lau sạch, lau khô vòi phun, đặt nắp bảo vệ sau khi sử dụng.

BẢO QUẢN:

Bảo quản nơi khô mát, xa tầm tay trẻ em.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

Không sử dụng các dung dịch khác để thay thế khi sử dụng dịch vệ sinh mũi trong chai hết.

Số TBYT:

Tiêu chuẩn: TCCS

Sản xuất tại: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế **DOLEXP**AR

Địa chỉ: Lô C-2 KCN Đại An mở rộng, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

**PRODUCT DESCRIPTION**

SAKOSKIN SEA is a medical device

solution mist dispersed evenly over the nasal mucosa help hygiene, cleaning, antibacterial, help prevent rhinitis, sinusitis, help nasal ventilation, breathable, restore natural moisture to the nose.

COMPOSITION:

Natri clorid 0.90%, Benzalkonium clorid 0.01%, Water (RO) 99.09%.

SPECIFICATION:

Box 1 bottle capacity: 70ml

INTENDED USE :

- The solution nasal spray mist is used for children over 3 months of age, pregnant women and adults.
- nasal spray solution has antibacterial effects, help prevent rhinitis, sinusitis.
- To help clear away mucus, nose, helps nasal ventilation, breathable, naturally restore moisture to the nose.

DIRECTIONS FOR USE:

- Open the protective cover vertically.
- Slightly lean back, put a hose on each side of the nose, hand print definitive 2-3 times per nostril.
- Use 3 to 4 times / day.
- Clean and dry the nozzle, protective cap after use.

STORAGE:

Store the dry cool place, out of reach of children.

CONTRAINDICATIONS:

Hypersensitivity to any component of the product.

IMPORTANT WARNINGS AND PRECAUTIONS:

Do not use the alternative solution when using nasal hygiene in every bottle.

Specifications: Manufacturer**Number of Medical Equipment:**

Manufactured in: DOLEXP HAR

Address: Lot C-2 Dai An Industrial Zone Expanding Town Lai Cach, Cam Giang District, Hai Duong Province.