



180mm

120mm

180mm

120mm

80mm

**PURIFY®**

**N95-4ply**  
Filtering Facepiece

20 PCS

With earloops and shapeable nosepiece

Adjustable nose fit

Flat-folded for face-fit

Comfortable earloops

Chin-fit coverage

120mm

**INSTRUCTION**

- Step 1:** Unfold the mask. Place the inner side on your mouth and nose with the nosepiece up.
- Step 2:** Wear the 2 straps around your ears. Position the respirator so as to comfortably cover your nose and mouth.
- Step 3:** Use your fingers from both hands to shape the nosepiece.
- Step 4:** Check the mask Seal Fit by placing both hands over the mask and exhale. If air leaks around the nose, check the nosepiece. If air leaks around the edges, check if the respirator fits if your face.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

- Bước 1:** Mở khẩu trang ra, đặt mặt trong của khẩu trang che phủ mũi và miệng, đảm bảo có dính mũi bằng kẹp mũi.
- Bước 2:** Mang hai dây quai tai. Chỉnh khẩu trang sao cho phủ kín mũi và miệng một cách hoàn hảo.
- Bước 3:** Sử dụng ngón tay để điều chỉnh hình dáng kẹp mũi bằng ngón tay.
- Bước 4:** Kiểm tra độ kín của khẩu trang bằng cách dùng hai bàn tay che phủ toàn bộ khẩu trang và hít mạnh ra. Nếu không khí thoát ra ở phía trên, mũi, kẹp hoặc qua khoảng có dính. Nếu không khí thoát ra ở các cạnh khẩu trang, kiểm tra độ vào của khẩu trang có vừa mặt.

180mm

120mm

**PURIFY®**

**N95-4ply**  
Filtering Facepiece

20 PCS

With earloops and shapeable nosepiece

**MATERIAL/THÀNH PHẦN**

- Non-woven fabric/Vải không dệt
- Heatseal cotton/Cotton ép nhiệt
- Meltblown fabric/Vải meltblown
- Non-sterile/Không khử trùng

**PURIFY®**

**Khẩu trang N95-4 lớp**

20 Cái/hộp

Cổ quai đeo và thanh cố định

120mm

**APPLICATION**

**N95-4ply respirator is designed for:**

- Protects healthcare workers against various aerosol-borne particles.
- Protects patients during handling or working with patients, animals, swarming, swarming, swarming rodents and other dirty equipment.
- Used to help to protect from the transfer of, shingles, body fluids, and other particulate materials.

**ỨNG DỤNG**

- Khẩu trang N95-4ply được thiết kế để:
- Bảo vệ nhân viên y tế khỏi các nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh, giun, động vật, ký sinh trùng và các loại thiết bị bẩn khác.
- Sử dụng giúp ngăn ngừa lây nhiễm sang bệnh nhân, chất lỏng cơ thể, các hạt khác.

**WARNINGS**

- DO NOT REUSE
- Dispose appropriately after usage
- This mask does not provide oxygen nor does it filter oil/moist particles. Do not use for painting, spray of handling gas, smoke, or vapour. Do not use for highly corrosive and environment.
- People with respiratory issues should consult health professionals before wearing

**LƯU Ý**

- KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LẠI
- MASK không tái sử dụng sau khi dùng.
- Khẩu trang này không có chức năng cung cấp oxy và cũng không lọc các hạt dầu mỡ, khói bụi, hơi nước. Không được dùng trong môi trường ô nhiễm nặng.
- Mọi người dùng có vấn đề về đường hô hấp, các bệnh về phổi và các bệnh khác nên tham vấn bác sĩ trước khi dùng.

**PURIFY®**

**KIM DUC**

Manufacturer/Hersteller

**KIM DUC GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Head Office: Unit 27/04, Sao Gon Trade Center,  
27 Tonkin, Thang Di, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Factory: KIM DUC GROUP JOINT STOCK COMPANY - THANG AN BRANCH  
Lot B1.1 - B1.3, Road V11, Vinh Loc 2 Industrial Zone,  
Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam.

[www.kimduc.vn](http://www.kimduc.vn)



MEASUREMENTS:  
EXP: 03/2024 - 03/2025  
LOT: 141406  
Số lượng hộp: 50 hộp/hộp