

80mm

180mm

120mm

180mm

120mm



INSTRUCTION

1. Unfold the mask. Place the inner side on your ears and nose with the nosepiece up.
2. Wear the 2 straps around your ears. Position the respirator so as to comfortably cover your nose and mouth.
3. Use your fingertips from both hands to shape the nosepiece.
4. Check the Mask Seal Fit by placing both hands over the mask and exhale. If air leaks around the nose, check the nosepiece. If air leaks around the edges, check if the respirator has fit your face.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. **Bước 1:** Mở khẩu trang ra, đặt mặt trong của khẩu trang che phủ mũi và miệng, trước cả dải nối bằng dây đeo.
2. **Bước 2:** Mang hai ngón tay ra. Chỉnh khẩu trang sao cho phủ kín mũi và miệng một cách thoải mái.
3. **Bước 3:** Sử dụng ngón tay để uốn, định hình dải nối bằng tay đeo tay che phủ toàn bộ khẩu trang sao cho không có bất kỳ khe hở nào ở phía trên mắt, hai bên tai hoặc cổ dưới. Nếu không khí thoát ra ở các cạnh khác trong khi hít thở vào hoặc thở ra thì tốt.

PURIFY®
N95-5ply Filtering Facepiece

MATERIAL/THÀNH PHẦN

- Non-woven fabric/ Vải không dệt
- Heatseal cotton/ Cotton ép nhiệt
- Meltblown fabric/ Vải meltblown
- Non-sterile/ Không khử trùng

With earloops and shapeable nosepiece

20 PCS

PURIFY®
Khẩu trang N95-5 lớp

Nẹp mũi chỉnh sửa thuận tiện

5 lớp lọc bên trong

Thân gấp đôi vừa mặt

Quai đeo tiện dụng

Che phủ khuôn cằm

20 Cái/hộp

APPLICATION

N95-5ply respirator is designed for:

- Provide reliable protection against certain aerosol-borne particles.
- Provide protection during handling or working with powders, dusts, smogging, fogging, or solid materials and other dusty operations.
- Used daily to protect from the transfer of droplets, body fluids, and other particulate materials.

WARNING

- DO NOT REUSE.
- Dispose appropriately after usage.
- This mask does not provide complete ear relief if filter is blocked partially. Do not use for painting, spray or handling gas, smoke, or vapour. Do not use for highly contagious air environments.
- People with respiratory issues should consult health physicians before wearing.

UNG DỤNG

Khẩu trang lọc N95-5ply được thiết kế để:

- Đảm bảo An toàn trong các tác vụ không đặc biệt.
- Bảo vệ người dùng khi thực hiện các công việc như: vận hành máy, chi công, sửa, dùng bột, phun sơn, hàn xì và các hoạt động bụi khác.
- Sử dụng hàng ngày để bảo vệ người dùng khỏi giọt bắn, chất lỏng, và các hạt khác.

LƯU Ý

- KHÔNG ĐƯỢC TÁI SỬ DỤNG.
- Thải bỏ đúng quy trình theo hướng dẫn.
- Khẩu trang này không có chức năng giảm áp lực oxy hay áp lực các khí độc hại. Không được dùng khi cần sự trợ giúp hô hấp khẩn cấp.
- Mọi người dùng có vấn đề về đường hô hấp cần tham khảo ý kiến các chuyên gia y tế trước khi dùng.

PURIFY®
KIM ĐỘC
Manufacturer / Nhà sản xuất
KIM ĐỘC GROUP JOINT STOCK COMPANY
Head Office: Linh Trung, Thủ Đức City, Vietnam
37 Tân Dân Trưng B, Quận 1, Hồ Chí Minh City, Vietnam
Factory: KIM ĐỘC GROUP JOINT STOCK COMPANY - CHI NHÁNH AN GIANG
(at B1) - 81 D, Road 81, Ward 12, Subward Zone,
Long Hưng Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam.
www.kimduc.com.vn

950601047406

MFG/EXPI: không áp dụng
LOT/Số lô:
Số công bố:
Số lưu hành:

APPLICATION

N95-5ply respirator is designed for:

- Provide reliable protection against certain aerosol-borne particles.
- Provide protection during handling or working with powders, dusts, smogging, fogging, or solid materials and other dusty operations.
- Used daily to protect from the transfer of droplets, body fluids, and other particulate materials.

WARNING

- DO NOT REUSE.
- Dispose appropriately after usage.
- This mask does not provide complete ear relief if filter is blocked partially. Do not use for painting, spray or handling gas, smoke, or vapour. Do not use for highly contagious air environments.
- People with respiratory issues should consult health physicians before wearing.

UNG DỤNG

Khẩu trang lọc N95-5ply được thiết kế để:

- Đảm bảo An toàn trong các tác vụ không đặc biệt.
- Bảo vệ người dùng khi thực hiện các công việc như: vận hành máy, chi công, sửa, dùng bột, phun sơn, hàn xì và các hoạt động bụi khác.
- Sử dụng hàng ngày để bảo vệ người dùng khỏi giọt bắn, chất lỏng, và các hạt khác.

LƯU Ý

- KHÔNG ĐƯỢC TÁI SỬ DỤNG.
- Thải bỏ đúng quy trình theo hướng dẫn.
- Khẩu trang này không có chức năng giảm áp lực oxy hay áp lực các khí độc hại. Không được dùng khi cần sự trợ giúp hô hấp khẩn cấp.
- Mọi người dùng có vấn đề về đường hô hấp cần tham khảo ý kiến các chuyên gia y tế trước khi dùng.