

MẪU NHÃN PHỤ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM



QUẢ LỌC DỊCH VÀ NƯỚC SIÊU SẠCH

NIPRO ULTRA FILTER CF-609N

Số đăng ký lưu hành: xxx

Chủng loại, Số lô SX, Ngày sản xuất, Hạn Dùng: xem “REF”, “LOT”, “□” trên bao bì sản phẩm
Xuất xứ: Nhật Bản. **Nhà sản xuất:** Nipro Corporation Odate Factory , 8-7, Hanukiyachi, Niida, Odate-shi, Akita, 018-5794 Nhật Bản. **Chủ sở hữu số lưu hành tại Việt Nam, Nhập khẩu, Phân phối:** CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM, địa chỉ tại Phòng 15.06 và 15.07, Tầng 15, Toà nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. **Hướng dẫn sử dụng:** Gắn coupler vào cổng dịch vào và cổng dịch sạch ra, tháo nắp đậy cổng Xả. Kẹp cổng dịch sạch ra, mời nước/dịch cần lọc vào cổng, đuổi hết khí. Chắc chắn đuổi hết khí trong quả lọc, ngưng cấp nước/dịch, đóng nắp cổng xả . Tháo kẹp cổng Nước/dịch sạch ra, tiếp tục cho nước/dịch cần lọc vào cổng Nước/dịch vào với lưu lượng 500ml/phút để làm sạch quả lọc. **Cảnh báo và thận trọng:** Vận chuyển nhẹ nhàng, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, độ ẩm quá mức.

Tra cứu thêm thông tin hướng dẫn sử dụng, cảnh báo, thận trọng và các thông tin khác tại: <https://www.niprosales.com.vn>



NIPRO

FILTER FOR CLEAN DIALYSATE AND WATER

ULTRA FILTER CF-609N

EN

FILTER FOR CLEAN DIALYSATE AND WATER
Non-pyrogenic. Do not use if the package is damaged.
Store at 0°C to 35°C, avoiding direct exposure to sun light,
excessive humidity or dryness, as well as vibration.

DE

FILTER FÜR ERREGERFREIES DIALYSAT UND
WASSER
Pyrogenfrei. Nicht verwenden, wenn die Packung
beschädigt ist. Bei Temperaturen zwischen 0°C und 35°C
lagern, vor direktem Sonnenlicht, hoher Luftfeuchtigkeit,
Austrocknen und Vibrationen schützen.

FR

FILTRE POUR PURIFIER LE DIALYSAT ET L'EAU
Apyrogène. Ne pas utiliser si l'emballage a été endommagé.
Stocker entre 0°C et 35°C, en évitant l'exposition
directe au soleil, une humidité ou une sécheresse
excessive et toute vibration.

ES

FILTRO PARA PURIFICACIÓN DE AGUA Y DIALIZADO
Apirógeno. Estéril. No utilizar si el envase está roto. Almacenar
entre 0°C y 35°C, evitando la exposición directa a la luz solar y
condiciones extremas de humedad o de sequedad. Evitar el
exceso de vibraciones. Material de un solo uso. Debe utilizarse
bajo supervisión médica.

IT

FILTRO PER ACQUA E LIQUIDO DIALIZZATO
Apirogeno. Non usare se la confezione è danneggiata.
Conservare da 0°C a 35°C, evitando l'esposizione diretta
alla luce solare, l'eccessiva umidità o secchezza e le vibra-
zioni.

NL

FILTER VOOR ZUIVER DIALYSAAT EN WATER
Pyrogeenvrij. Niet gebruiken indien verpakking beschadigd
is. Bewaren tussen 0°C en 35°C. Niet blootstellen aan direct
zonlicht, extreem droge of vochtige lucht of trillingen.

TEAR HERE

PT

FILTRO PARA SOLUÇÃO DIALISANTE E ÁGUA
LIMPA
Não pirogênico. Não utilizar caso a embalagem esteja
danificada. Armazenar em local com temperatura controlada
entre 0°C e 35°C. Evitar a exposição directa à luz solar,
assim como ar ou excesso de humidade e vibrações.

EL

ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ
Ελεύθερο πυρετογόνων. Να μη χρησιμοποιείται όταν έχει
καταστραφεί η συσκευασία. Φύλαξη σε θερμοκρασία
μεταξύ 0°C και 35°C, αποφεύγοντας την έκθεση στον
ήλιο, την υπερβολική υγρασία ή ξηρασία, καθώς και
την ανατάραξη.

SV

FILTER FÖR REN DIALYSAT OCH VATTEN
Pyrogenfri. Får ej användas om förpackningen är skadad.
Förvaringstemperatur 0°C till +35°C. Utsätt ej för direkt
solljus, hög luftfuktighet, extrem torka eller kraftiga vibrationer.

DA

FILTER TIL REN DIALYSAT OG VAND
Pyrogenfri. Må ikke bruges, hvis indpakningen er beskadiget.
Opbevares ved 0°C til 35°C. Må ikke udsættes for direkte
sol, høj luftfugtighed, udstyret tørke eller heftige vibrationer.

NO

FILTER FOR REN DIALYSAT OG VANN
Pyrogenfri. Må ikke brukes hvis pakken er skadet.
Oppbevares ved 0°C til 35°C. Må ikke utsættes for direkte
sol, høy fuktighet, tørke eller store vibrasjoner.

FI

SUODATIN PUHDASTA DIALYSAATTIA JA VETTÄ
VARTEN
Pyrogeeniton. Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut.
Säilytys 0°C-35°C lämpötilassa, vältettävä suoraa altistamista
auringonvalolle, suurelle ilman kosteudelle, poikkeukse-
lliselle kuivuudelle ja tärinälle.

RU

ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИЩЕННОГО ДИАЛИЗАТА И ВОДЫ
Апирогенный. Не использовать в случае повреждения
упаковки. Хранить при температуре 0-35 °С, не подвергать
воздействию прямых солнечных лучей, вибрации, высокой и
слишком низкой влажности.

UK

ФІЛЬТР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ДІАЛІЗАТУ ТА ВОДИ
Непірогенний. Не використовувати у випадку пошкодження
упаковки. Зберігати при температурі від 0°C до 35°C, уникати
прямої дії сонячних променів, надмірної вологості та сухості, а
також вібрацій.

STERILE R  MADE IN JAPAN  0123


 NIPRO

 NIPRO CORPORATION
3-9-3, Honjo-Nishi, Kita-Ku,
Osaka 531-8510, Japan
NIPRO EUROPE N.V.
Weihoek 3H, 1930 Zaventem, Belgium

EC REP

インクNo.黒D-260

CF-609N CE 外箱

<p>NIPRO ULTRA FILTER CF-609N</p> <p>12PCS</p>			
<p>NIPRO ULTRA FILTER CF-609N</p> <p>12PCS</p>	<p>NIPRO ULTRA FILTER CF-609N</p>	<p>NIPRO ULTRA FILTER CF-609N</p>	<p>NIPRO ULTRA FILTER CF-609N</p> <p>NIPRO</p> <p>12PCS</p> <p>CE</p>
<p>0-CE-EM-CF609N-03</p>	<p>533936301</p>	<p>0-CE-EM-CF609N-03</p>	<p>0-CE-EM-CF609N-03</p>

品目コード：53936301001

