

# GIẤY NHÁM MÀI KẸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Giấy nhám mài kẹ có chứa kim loại niken và không được sử dụng cho những người có cơ địa dị ứng với kim loại này vì nó có thể gây mẫn cảm.
- Sản phẩm này có chứa kim loại Niken, một chất hóa học được bang California nghiên cứu cho biết là có thể gây ung thư, dị tật bẩm sinh hoặc các tác hại sinh sản khác.

## THÀNH PHẦN VẬT LIỆU:

Thép không gỉ - inox 304.

## CHỈ ĐỊNH

Mài kẹ, chỉnh sửa và đánh bóng các vùng kẽ răng

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Tổng chiều dài của lá mài kẹ (150mm) cho phép hỗ trợ tối ưu tránh các răng bên cạnh trong quá trình làm việc.
- Để tạo vùng kẽ răng, hãy di chuyển theo chiều ngang nhẹ, không xoắn, uốn cong hay kéo quá chặt trong quá trình sử dụng.
- Sau khi đọc hướng dẫn, hãy thực hiện với mài kẹ nhỏ (160-220/160-223), để dễ dàng tiếp xúc giấy mài kẹ hơn. Sau đó, bắt đầu quy trình hoàn thiện bằng cách sử dụng chuyển động qua lại.
- Di chuyển về phía trước và di chuyển ngang một cách thận trọng để tạo mô hình đường viền. Sau khi tạo đường viền, thao tác ngược lại để hoàn tất quy trình.

## Bảo dưỡng và khử trùng của dụng cụ

- Dụng cụ giao chưa được tiệt trùng. Việc khử trùng phải được thực hiện theo quy trình đã được xác nhận để hoàn tất quy trình,
- Quy trình tiệt trùng được tham khảo theo ISO 17644. Quá trình tiệt trùng được tiến hành bằng nồi hấp hơi nước với các thông số sau:
  - Giai đoạn tiền chân không (3 lần)
  - Nhiệt độ: 134°C
  - Áp suất: 1 bar
  - Thời gian khử trùng: 2.5 phút
  - Thời gian hong khô: 10 phút

## Chú ý:

Sản phẩm không thích hợp để khử trùng bằng nồi nung hoặc khí nóng

## Cảnh báo:

- Tránh uốn, bẻ cong: sử dụng lực trên 3N có thể gây hỏng/gãy sản phẩm

## Xử lý sản phẩm và bao bì qua sử dụng:

Vứt bỏ sản phẩm và bao bì đã qua sử dụng/ loại bỏ một cách an toàn và đúng cách để tránh ảnh hưởng xấu đến môi trường. Việc thải bỏ phải tuân theo luật pháp địa phương ở quốc gia sử dụng.

Manufactured for:

Ortho Organizers, Inc.

1822 Aston Avenue

Carlsbad, CA 92008-7306

Tel: 800.547.2000, +(1) 760 448 8600

Fax: 800.888.7244, +(1) 760 448 8607

USASales@HenryScheinOrtho.com

IntlOrders@HenryScheinOrtho.com

**Visit the *Henry Schein Orthodontics*  
website at [HenryScheinOrtho.com](http://HenryScheinOrtho.com)**



Symbols glossary provided electronically  
at [HenryScheinOrtho.com/symbols](http://HenryScheinOrtho.com/symbols)

Rx Only



**mdi Europa GmbH**

Langenhagener Str. 71

30855 Langenhagen, Germany

49 511 39 08 9530

INS203A REV A