

50 mm

OSUVIN
DUNG DỊCH XIT MŨI HỌNG

40 mm

160 mm

DUNG DỊCH XIT MŨI HỌNG

OSUVIN SPRAY
Benzalkonium Chloride

- Giúp làm sạch, vệ sinh mũi họng
- Hỗ trợ ngừa khuẩn, kháng viêm
- Giảm viêm xoang, ngạt mũi, sổ mũi

70 ml

THÀNH PHẦN:

Benzalkonium Chloride, Sodium Hyaluronate, Natri Cloride, D-Panthenol, Menthol, Tinh dầu khuynh diệp, Cu²⁺, Zn²⁺, Nước tinh khiết.

CÔNG DỤNG:

- Giúp làm sạch, vệ sinh mũi họng, loại bỏ chất nhầy, bụi bẩn, tạo cảm giác thông thoáng, đảm bảo độ ẩm tự nhiên cho niêm mạc mũi.
- Hỗ trợ ngừa khuẩn, kháng viêm, hỗ trợ giảm các triệu chứng về mũi, họng trong các trường hợp viêm xoang, ngạt mũi, sổ mũi, viêm hầu họng, đau rát họng do nhiễm khuẩn hoặc do các tác nhân dị ứng gây nên.

CÁCH DÙNG:

+ Mở nắp sản phẩm ấn vào xịt ra ngoài đến khi dung dịch xịt ra khỏi vòi tạo thành sương đều.
+ Ấn nhanh và dứt khoát 2-3 nhíp xịt mỗi lần vào mỗi bên mũi.
Trường hợp viêm xoang, viêm mũi họng do nhiễm khuẩn, dị ứng: Xịt ngày 4-6 lần.
Vệ sinh mũi hàng ngày: Xịt ngày 3-4 lần.
+ Đậy nắp sản phẩm.

BỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Dùng cho trẻ em từ 6 tháng tuổi, người lớn, phụ nữ có thai và cho con bú.

BẢO QUẢN:

Để xa tầm tay trẻ em
Để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS 0508:2022/DPVY

Số CB: 220000066/PCBA-TB

LSX:

NSX:

HSD:

Sản phẩm của:
**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH
CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Y**
Địa chỉ: Lô B3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thủ Độ,
Phường Trần Hưng Đạo,
Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Sản xuất tại:
**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH
CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Y**
Địa chỉ: Lô B3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thủ Độ,
Phường Trần Hưng Đạo,
Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

NASAL SPRAY SOLUTION

OSUVIN SPRAY
Benzalkonium Chloride

- Helps clean and sanitize the nose and throat
- Support to prevent bacteria, anti-inflammatory
- Relieves sinusitis, stuffy nose, runny nose

70 ml

INGREDIENTS:

Benzalkonium Chloride, Sodium Hyaluronate, Sodium Chloride, D-Panthenol, Menthol, Eucalyptus essential oil, Cu²⁺, Zn²⁺, Pure water.

FUNCTIONS:

- Helps clean, clean the nose and throat, remove mucus, dirt, create a feeling of ventilation, ensure natural moisture for the nasal mucosa.
- Support antibacterial, anti-inflammatory, support to reduce symptoms of the nose and throat in cases of sinusitis, stuffy nose, runny nose, pharyngitis, sore throat caused by bacterial infections or caused by allergic agents. Candlestick.

USAGE:

+ Open the product cap and press the spray nozzle out until the spray solution comes out of the nozzle to form a mist.
+ Quickly and firmly press 2-3 sprays each time into each nostril.
In case of sinusitis, nasopharyngitis due to bacterial infections, allergies: Spray 4-6 times a day.
Daily nasal hygiene: Spray 3-4 times a day.
Close the product lid.

RECOMMENDED DOSE:

Use for children 6 months old, adults, pregnant and lactating women.

STORAGE:

Keep out of reach of CHILDREN
Store in a cool, dry place, away from direct sunlight, at a temperature not exceeding 30°C.

Registration number: 220000066/PCBA-TB



Product of:
**VIET Y PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY
JOINT STOCK COMPANY**
Address: Lot B3, Nguyen Duc Canh Industrial Park, Tran Thu Do Street, Tran Hung Dao Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province.

Made in:
**VIET Y PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY
JOINT STOCK COMPANY**
Address: Lot B3, Nguyen Duc Canh Industrial Park, Tran Thu Do Street, Tran Hung Dao Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phụng Minh