



**COMPOSITION:**  
Propolis, Papain, Peppermint oil, Anise oil, Fennel oil, Sodium chloride, Sodium saccharin, Sucralose, Cremophor RH40, Sodium benzoat, Purified water sqf 15ml.

**USES:**  
- Supports relieve cough, itchy and buring throat.  
- Supports reducing bacteria, ameliorate symptoms of inflammatory affections of the buccal and pharyngeal cavity, dental caries and bad breath.

**USE FOR:**  
- People with a cough, buring throat, sore throat.  
- People with symptoms of inflammatory affections of the buccal and pharyngeal cavity, the halitosis.

**DIRECTIONS:**  
**Use for baby over 6 months:** Apply the sprayer 2-4 times daily to the affected region of the buccal and pharyngeal cavity, 2-4 puffs per times. Can increase times use per day if necessary.  
**Sore throat, buring throat, cough:** Spray deep into the throat.  
**To prevent dental caries and halitosis:** Spray into the oral cavity and the tooth.

**Caution:**  
- Not use for people who be allergic to any components of the product.  
- Only use within 30 days after the first opening the cap.

**Storage:** Store in a cool dry place, protected from light, temperature under 30 degrees C  
**Package:** Box of 1 bottle 15ml of spray solution.

Manufacturer:  
**DƯỢC KHOA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**  
Head office: No 9 Nguyễn Công Trứ St., Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng Dist., Hanoi, Vietnam.  
Manufacturing address: DKPharma Pharmaceutical Factory, Bac Ninh branch of Duoc Khoa Joint Stock Company, Lot No.III-13, D3 Street, Que Vo II Industrial park, Ngọc Xá commune, Que Vo District, Bac Ninh Province.

PropoBee Baby SPRAY



PropoBee Baby SPRAY



Reduce symptoms of cough sore throat

Soothe the sore throat

Reduce itchy and buring throat

0.5 fl or (15ml) Sterile



TIÊU CHUẨN: TCCS.  
Số lưu hành TTYBT:

Số lô SX (No):  
NSX (Mfg):  
HSD (Exp):



**THÀNH PHẦN:**  
Keo ong (propolis), Papain, Peppermint oil, Anise oil, Fennel oil, Natri clorid, Natri saccharin, Sucralose, Cremophor RH40, Natri benzoat, Nước tinh khiết vừa đủ 15ml.

**CÔNG DỤNG:**  
- Hỗ trợ làm dịu các cơn ho, ngứa họng, đau rát cổ họng.  
- Hỗ trợ làm giảm sự phát triển của vi khuẩn, cải thiện các triệu chứng viêm nhiễm vùng miệng - họng, sâu răng, hôi miệng.

**ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:**  
- Người bị ho, viêm họng, đau ngứa rất nặng.  
- Người bị các triệu chứng viêm nhiễm vùng miệng, người bị hôi miệng.

**CÁCH DÙNG:**  
**Dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi:** Xịt trực tiếp vào khoang miệng, mỗi lần xịt 2-4 nhát, ngày xịt 2-4 lần. Có thể tăng số lần xịt trong ngày nếu cần.  
**Viêm họng, đau họng, ho:** Xịt sâu vào họng.  
**Phòng ngừa sâu răng, hôi miệng:** Xịt vào khoang miệng và vùng chân răng.

**LƯU Ý:**  
- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.  
- Chỉ sử dụng trong vòng 30 ngày sau khi mở nắp.

**BẢO QUẢN:** Bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C  
**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 01 lọ 15ml dạng xịt



Nhà sản xuất:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA**  
Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, P Phạm Đình Hổ, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội.  
Địa điểm sản xuất: Nhà máy Dược phẩm DKPharma  
Chi nhánh Bắc Ninh Công ty cổ phần Dược Khoa:  
Lot No.III-13, Đường D3, KCN Quê Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quê Võ, tỉnh Bắc Ninh.  
Website: <http://dkpharma.vn> Điện thoại: 0241 3933 2607



**COMPOSITION:**  
Propolis, Papain, Peppermint oil, Anise oil, Fennel oil, Sodium chloride, Sodium saccharin, Sucralose, Cremophor RH40, Sodium benzoat, Purified water sqf 15ml.

**Uses, use for, directions, ... see the enclosed leaflet.**

**CAUTION:** Not use for people who be allergic to any components of the product.  
Only use within 30 days after the first opening the cap.  
**STORAGE:** Store in a cool dry place, protected from light, temperature 30 degrees C.

0.5 fl or (15ml) Sterile

Manufacturer:  
**DƯỢC KHOA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**  
Head office: No 9 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng Dist., Hanoi, Vietnam.  
Manufacturing address: DKPharma Pharmaceutical Factory, Bac Ninh branch of Duoc Khoa Joint Stock Company, Lot No.III-13, D3 Street, Que Vo II Industrial park, Ngọc Xá commune, Que Vo District, Bac Ninh Province.

0101326329  
0241 3933 2607  
0241 3933 2607  
0241 3933 2607



Giảm triệu chứng ho viêm họng Reduce symptoms of cough sore throat

Địu các cơn đau họng Soothe the sore throat

Giảm ngứa rất cổ họng Reduce itchy and buring throat

**THÀNH PHẦN:**  
Keo ong (propolis), Papain, Peppermint oil, Anise oil, Fennel oil, Natri clorid, Natri saccharin, Sucralose, Cremophor RH40, Natri benzoat, Nước tinh khiết vừa đủ 15ml.

**Công dụng, đối tượng sử dụng, cách dùng và các thông tin khác:** Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm.

**LƯU Ý:** Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.  
Chỉ sử dụng trong vòng 30 ngày sau khi mở nắp.

**BẢO QUẢN:** Bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C

Thế tích thực: 15ml

Manufacturer:  
**DKPharma**  
Head office: No 9 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng Dist., Hanoi, Vietnam.  
Manufacturing address: DKPharma Pharmaceutical Factory, Bac Ninh branch of Duoc Khoa Joint Stock Company, Lot No.III-13, D3 Street, Que Vo II Industrial park, Ngọc Xá commune, Que Vo District, Bac Ninh Province.  
Website: <http://dkpharma.vn> Điện thoại: 0241 3933 2607



PropoBee Baby SPRAY



Giảm triệu chứng ho viêm họng

Địu các cơn đau họng

Giảm ngứa rất cổ họng

Thể tích thực: 15ml





## PropoBee Baby SPRAY

### CÔNG DỤNG:

- Hỗ trợ làm dịu các cơn ho, ngứa họng, đau rát cổ họng.
- Hỗ trợ làm giảm sự phát triển của vi khuẩn, cải thiện các triệu chứng viêm nhiễm vùng miệng – họng, sâu răng, hôi miệng.

### ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- Người bị ho, viêm họng, đau ngứa rát họng.
- Người bị các triệu chứng viêm nhiễm vùng miệng, người bị hôi miệng.

### CÁCH DÙNG:

**Dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi:** Xịt trực tiếp vào khoang miệng, mỗi lần xịt 2-4 nhát, ngày xịt 2-4 lần. Có thể tăng số lần xịt trong ngày nếu cần.

**Viêm họng, đau họng, ho:** Xịt sâu vào họng.

**Phòng ngừa sâu răng, hôi miệng:** Xịt vào khoang miệng và vùng chân răng.

### LƯU Ý:

- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Chỉ sử dụng trong vòng 30 ngày sau khi mở nắp.

**BẢO QUẢN:** Bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 01 lọ 15 ml dạng xịt.



Nhà sản xuất:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA**  
Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.  
Địa điểm sản xuất: Nhà máy Dược phẩm DKPharma  
Chi nhánh Bắc Ninh Công ty cổ phần Dược Khoa:  
Lô III-1.3, đường D3, KCN Quê Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quê Võ, tỉnh Bắc Ninh.  
Website: <http://dkpharma.vn> Điện thoại: 024 3933 2607



JQA-QMA15282



## PropoBee Baby SPRAY

### COMPOSITION:

Propolis, Papain, Peppermint oil, Anise oil, Fennel oil, Sodium chloride, Sodium saccharin, Sucralose, Cremophor RH40, Sodium benzoat, Purified water sqf 15ml.

### USES:

- Supports relieve cough, itchy and buring throat.
- Supports reducing bacteria, ameliorate symptoms of inflammatory affections of the buccal and pharyngeal cavity, dental caries and bad breath.

### USE FOR:

- People with a cough, buring throat, sore throat.
- People with symptoms of inflammatory affections of the buccal and pharyngeal cavity, the halitosis.

### DIRECTIONS:

**Use for baby over 6 months:** Apply the sprayer 2-4 times daily to the affected region of the buccal and pharyngeal cavity, 2-4 puffs per times. Can increase times use per day if necessary.

**Sore throat, buring throat, cough:** Spray deep into the throat.

**To prevent dental caries and halitosis:** Spray into the oral cavity and the tooth.

### CAUTION:

- Not use for people who be allergic to any components of the product.
  - Only use within 30 days after the first opening the cap.
- STORAGE:** Store in a cool dry place, protected from light, temperature under 30 degrees C

**PACKAGE:** Box of 1 bottle 15 ml of spray solution



Manufacturer:  
**DUOC KHOA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**  
Head office: No 9 Nguyen Cong Tru St., Pham Dinh Ho, Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam.  
Manufacturing address: DKPharma Pharmaceutical Factory  
Bac Ninh branch of Duoc Khoa Joint Stock Company:  
Lot No.III-1.3, D3 Street, Que Vo II Industrial park,  
Ngoc Xa commune, Que Vo District, Bac Ninh Province.