

# NHÃN PHỤ TIẾNG VIỆT CỦA HÀNG HÓA

NHÃN PHỤ TIẾNG VIỆT

NHÃN GÓC CỦA CHỦ SỞ HỮU

Tên SP : **WL 19 Con AA (3 nivels)**

Mã SP : 1474518

Thành phần : Huyền phù hồng cầu và các thành phần tiểu cầu và bạch cầu nhân tạo và chất bảo quản

Đóng gói : 1x3ml/1x3ml/1x3ml

Số lô, hạn sử dụng: xem "LOT", "EXP" trên bao bì

Công dụng: Chất kiểm chuẩn huyết học

Bảo quản : 2 - 10°C

Hãng / nước sản xuất:

**Wiener Lab/Argentina**

NNK & PP: Công ty TNHH Hoàng Oánh

Địa chỉ: Số 510 Trường Chinh- P. Quán Trữ

- Q. Kiến An - Tp Hải Phòng

Điện thoại: 0313 63 02 02

Cảnh báo an toàn: Người dùng phải đi găng tay.

**WL 19 Con AA  
3 nivels**

REF 1474518 2-10°C i

Cont.

CONTROL 1 1 x 3 ml

CONTROL 2 1 x 3 ml

CONTROL 3 1 x 3 ml

LOT 0000000000

2017-05-30

ANMAT PM 1102-31

EC REP

854025532 MT Promedt Consulting GmbH  
Altenhofstrasse 80  
66386 St. Ingbert-Germany

Tên SP : **WL 19 Con AA (2 nivels)**

Mã SP : 1474518

Thành phần : Huyền phù hồng cầu và các thành phần tiểu cầu và bạch cầu nhân tạo và chất bảo quản

Đóng gói : 1 x 3ml

Số lô, hạn sử dụng: xem "LOT", "EXP" trên bao bì

Công dụng: Chất kiểm chuẩn huyết học

Bảo quản : 2 - 10°C

Hãng / nước sản xuất:

**Wiener Lab/Argentina**

NNK & PP: Công ty TNHH Hoàng Oánh

Địa chỉ: Số 510 Trường Chinh- P. Quán Trữ

- Q. Kiến An - Tp Hải Phòng

Điện thoại: 0313 63 02 02

Cảnh báo an toàn: Người dùng phải đi găng tay.

**WL 19 Con  
AA nivel 2**

REF 1474519 i

LOT 0000000000

2018-05-30 CE

2-10°C

Cont.

CONTROL 2 1 x 3 ml

ANMAT PM 1102-31

EC REP

851145238 MT Promedt Consulting GmbH  
Altenhofstrasse 80  
66386 St. Ingbert-Germany

Tên SP : **WL 19 Diluent AA**  
 Mã SP :  
 Thành phần : pH =12  
 - Sodium Chloride  
 - Sodium Sulfate Anhydrous  
 - Phosphate Buffer  
 Đóng gói :  
 Số lô, hạn sử dụng: xem "LOT", "EXP" trên bao bì  
 Công dụng: Dung dịch pha loãng máy huyết học  
 Bảo quản : 2 - 30°C  
 Hãng / nước sản xuất:  
**Wiener Lab/Argentina**  
 NNK & PP: Công ty TNHH Hoàng Oánh  
 Địa chỉ: Số 510 Trường Chinh- P. Quán Trữ  
 - Q. Kiến An - Tp Hải Phòng  
 Điện thoại: 0313 63 02 02  
 Cảnh báo an toàn: Người dùng phải đi găng tay.

**Wiener lab.**  
**WL 19 Diluent AA**  
 Diluyente isotónico, libre de azida, para uso en analizadores hematológicos diferenciales Wiener Lab. Counter 1919 CP.  
 Diluente isotônico, livre de azida, para uso em analisadores hematológicos diferenciais Wiener Lab, Counter 1919 CP.  
 An azide-free, isotonic diluent for use in Wiener Lab. Counter 1919 CP differential hematology analyzers.  
 Roztwór izotoniczny, nie zawierający azydów, do stosowania w analizatorach hematologicznych Wiener Lab, Counter

**20 L** REF 1474510 PM-1102-33 CE I 2-30°C

Tên SP : **WL 19 E-Z Cleanser AA**  
 Mã SP : 1474513  
 Thành phần :  
 - Proteolytic enzyme  
 - Sodium Chloride  
 - Phosphate Buffer  
 Đóng gói : 100 ml  
 Công dụng: Nước rửa máy huyết học  
 Số lô, hạn sử dụng: xem "LOT", "EXP" trên bao bì  
 Bảo quản : 2 - 10°C  
 Hãng / nước sản xuất:  
**Wiener Lab/Argentina**  
 NNK & PP: Công ty TNHH Hoàng Oánh  
 Địa chỉ: Số 510 Trường Chinh- P. Quán Trữ  
 - Q. Kiến An - Tp Hải Phòng  
 Điện thoại: 0313 63 02 02  
 Cảnh báo an toàn: Người dùng phải đi găng tay.

**WL 19 E-Z Cleanser AA**  
 REF 1474513  
 LOT 0000000000  
 2017-05  
 2-10°C  
 Cont. 1 x 100 ml  
 ANMAT PM 1102-33

Tên SP : **WL 19 Lyse AA**  
 Mã SP :  
 Thành phần :  
 - Quaternary ammonium salt < 50 g/l  
 - Isopropanol 0,1 - 1,5 ml/l  
 - Ethanol < 1,5 ml/l  
 Đóng gói : 500ml  
 Số lô, hạn sử dụng: xem "LOT", "EXP" trên bao bì  
 Công dụng: Dung dịch phá vỡ hồng cầu  
 Bảo quản : 2 - 30°C  
 Hãng / nước sản xuất:  
**Wiener Lab/Argentina**  
 NNK & PP: Công ty TNHH Hoàng Oánh  
 Địa chỉ: Số 510 Trường Chinh- P. Quán Trữ  
 - Q. Kiến An - Tp Hải Phòng  
 Điện thoại: 0313 63 02 02  
 Cảnh báo an toàn: Người dùng phải đi găng tay.

**Wiener lab.**  
**WL 19 Lyse AA**  
 Líquido, libre de cianuro, para la determinación cuantitativa de hemoglobina y el recuento de leucocitos en analizadores hematológicos diferenciales Wiener Lab. Counter 1919 CP.  
 Solução livre de cianuro, para a determinação quantitativa da hemoglobina e a contagem de leucócitos em analisadores hematológicos diferenciais Wiener Lab. Counter 1919 CP.  
 Cyano-free liquid solution for quantitative determining hemoglobin and for counting leukocytes on Wiener Lab. Counter 1919 CP differential hematology analyzers.  
 Roztwór wolny od cyjanku, do ilościowego oznaczania hemoglobiny oraz leukocytów do stosowania w analizatorach hematologicznych Wiener Lab, Counter 1919 CP

**500 ml** REF 1474512 CE I 2-30°C

Tên SP : **WL Probe Cleanser AA**  
 Mã SP : 1474514  
 Thành phần :  
 - Hypochlorous sodium < 100 g/l  
 - Sodium hydroxide < 100 g/l  
 Đóng gói : 20 ml  
 Công dụng: Nước rửa kim máy huyết học  
 Số lô, hạn sử dụng: xem "LOT", "EXP" trên bao bì  
 Bảo quản : 2 - 30°C  
 Hãng / nước sản xuất:  
**Wiener Lab/Argentina**  
 NNK & PP: Công ty TNHH Hoàng Oánh  
 Địa chỉ: Số 510 Trường Chinh- P. Quán Trữ  
 - Q. Kiến An - Tp Hải Phòng  
 Điện thoại: 0313 63 02 02  
 Cảnh báo an toàn: Người dùng phải đi găng tay.

Tên SP : **WL 19 Rinse AA**  
 Mã SP :  
 Thành phần :  
 - Sodium Chloride 5,0 g/l  
 - Sodium Sulfate Anhydrous 8,0 g/l  
 Đóng gói : 5L  
 Số lô, hạn sử dụng: xem "LOT", "EXP" trên bao bì  
 Công dụng: Nước rửa máy huyết học.  
 Bảo quản : 2 - 30°C  
 Hãng / nước sản xuất:  
**Wiener Lab/Argentina**  
 NNK & PP: Công ty TNHH Hoàng Oánh  
 Địa chỉ: Số 510 Trường Chinh- P. Quán Trữ  
 - Q. Kiến An - Tp Hải Phòng  
 Điện thoại: 0313 63 02 02  
 Cảnh báo an toàn: Người dùng phải đi găng tay.

Tên SP : **WL 19 Rinse AA**  
 Mã SP :  
 Thành phần :  
 - Sodium Chloride 5,0 g/l  
 - Sodium Sulfate Anhydrous 8,0 g/l  
 Đóng gói : 5L  
 Số lô, hạn sử dụng: xem "LOT", "EXP" trên bao bì  
 Công dụng: Nước rửa máy huyết học.  
 Bảo quản : 2 - 30°C  
 Hãng / nước sản xuất:  
**Wiener Lab/Argentina**  
 NNK & PP: Công ty TNHH Hoàng Oánh  
 Địa chỉ: Số 510 Trường Chinh- P. Quán Trữ  
 - Q. Kiến An - Tp Hải Phòng  
 Điện thoại: 0313 63 02 02  
 Cảnh báo an toàn: Người dùng phải đi găng tay.