



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA

SỐ 17 – NGÕ QUAN THỔ 2 – TÔN ĐỨC THẮNG - ĐÔNG ĐÀ – HÀ NỘI

TEL: 024.35766323; Fax: 024.35135256; email: ykhoacompany@gmail.com

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế: GĂNG TAY KHÁM BỆNH Y TẾ

Chủng loại/ mã sản phẩm: Max - Shield

Hãng sản xuất: Supermax – Malaysia

Giới thiệu chung: Găng tay khám bệnh y tế nhãn hiệu **Max – Shield** được làm bằng nguyên liệu cao su tự nhiên có bột. Bề mặt trơn nhẵn. Hộp 50 đôi. Chưa tiệt trùng. Thuận cho cả 2 tay. Chỉ sử dụng một lần. Được dùng để bảo vệ nhân viên y tế khi thăm khám bệnh nhân. Đeo vào tay để thăm khám, chăm sóc người bệnh. Sau khi sử dụng thì bỏ đi, không sử dụng lại. Không được sử dụng một đôi găng tay cho nhiều bệnh nhân. Găng tay được đóng gói, bảo quản, đặt trong môi trường thoáng mát, khô và khu vực thông gió. Tránh xa bụi bẩn, ánh nắng và nhiệt độ ẩm ướt.

Một số chú ý khi sử dụng: Vệ sinh tay sạch sẽ trước khi đeo găng để thăm khám bệnh nhân. Không được sử dụng một đôi găng tay cho nhiều bệnh nhân. Chỉ được dùng để thăm khám, chăm sóc người bệnh.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



HOÀNG THỊ NHƯ HOA