

## NON MAGNETIC STOOL ADJUSTABLE HEIGHT 3T COMPATIBLE



Mã sản phẩm : IRM1062

### Thông số kỹ thuật

Không từ tính, chiều cao có thể điều chỉnh được, di động cho phòng Cộng hưởng từ lên đến 3 Tesla.

#### DỮ LIỆU KỸ THUẬT:

- Gia cố nylon năm chân.
- Năm bánh xe không có phanh
- Vít thép inox để điều chỉnh chiều cao
- Chỗ ngồi chiều cao tối thiểu: 520mm
- Chỗ ngồi chiều cao tối đa 700mm
- Đường kính ghế 350 mm
- Chiều dày ghế 70 mm
- Màu xanh da trời
- Bọc chống cháy M1
- Upholstery với điều trị kháng khuẩn
- Trọng lượng: 5,0 Kg