

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Băng dính vết thương cá nhân vô trùng HOUGOSTICK.

Thành phần:

- Băng: Vải viscose và Polyamide co giãn
- Gạc: Viscose, có lớp màng trên cùng bằng polyethylene không gây dính
- Mỗi miếng đựng trong từng bao riêng

Chỉ định:

- Băng dính cá nhân thông thoáng, độ dính cao, độ co giãn tốt bảo vệ các vết thương nhỏ, vết trầy xước, rách da,...

Hướng dẫn sử dụng:

- Làm vệ sinh da, lau khô trước khi dán băng
- Thay băng hằng ngày

Bảo quản: Nơi thoáng mát và khô ráo

Nhà sản xuất: Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd. - Trung Quốc.



GIÁM ĐỐC

Trần Thị Xuân Loan