



## Bộ đặt nội khí quản ClearVue<sup>®</sup> có Camera Hãng Infinium - Mỹ

### Nhỏ gọn và tiện dụng

- Trọng lượng nhẹ - Thiết bị nhỏ hơn 350g.
- Lưỡi dùng một lần đóng gói chân không
- lắp và tháo lưỡi nhanh
- Nút Camera nhanh để ghi

### Chi phí thấp cho mỗi bệnh nhân

- Lưỡi tái sử dụng có thể được sử dụng lên đến 1000 lần.
- Lưỡi dao dùng một lần bền với chi phí thấp
- Bảo hành 2 năm
- Màn hình được tăng cường bảo vệ chống vỡ
- Pin Li-ion có thể sạc lại lâu dài có trọng lượng nhẹ
- Màn hình 3,5 inch
- Ống kính chống sương mù
- Camera 2,0 mega pixel

### Công nghệ trực quan

Bộ đặt nội khí quản video Infinium ClearVue<sup>®</sup> sử dụng công nghệ hình ảnh hiện đại và sở hữu lợi thế của Camera 2.0 megapixel với màn hình có độ phân giải cao. ClearVue<sup>®</sup> có pin li-ion sạc lại được để sử dụng lâu dài.

Khả năng chống sương mù độc đáo cũng được cung cấp. Thiết kế tổng thể nhỏ và gọn nhẹ. Màn hình qua sát có độ phân giải cao cho thanh môn sẽ cho phép các bác sĩ lâm sàng thành công và giảm thiểu biến chứng trong quá trình đặt nội khí quản.

### Thông số kỹ thuật

#### Hiển thị

Kích thước: 3.5"

Màn hình: LCD

Tỷ lệ độ phân giải: 640 x 480 RGB

Tỷ lệ khung hình: 4:3

Tốc độ làm mới video: 30FPS

Chiếu sáng: LED

#### Đầu ra dữ liệu

Dễ dàng thiết lập và lưu trữ tệp

#### Đầu ra hình ảnh

Kết nối với màn hình bên ngoài và thuận tiện cho việc đào tạo và thuyết trình

#### Bộ Camera đặt nội khí quản bao gồm

Độ phân giải: 2.0M Pixel

Góc trường: 66°

Độ chiếu sáng:  $\geq 800\text{LUX}$

#### Pin

Loại: Pin Lithium có thể sạc lại

#### Bộ chuyển đổi điện

Loại: Pin Lithium có thể sạc lại

Thời gian làm việc:  $\geq 200$  phút

Điện áp: 3.7V

Dung lượng: 3200mAh

Tuổi thọ pin: hơn 300 lần sạc

Thời gian sạc: ít hơn 8 giờ.

#### Điều kiện vận chuyển / bảo quản

Nhiệt độ: -10 đến 40

Độ ẩm:  $\leq 93$

AP: 500 hPa đến 1060 hPa

#### Điều kiện làm việc

Nhiệt độ: 5 đến 40

Độ ẩm: 30 - 80

AP: 700 hPa đến 1060 hPa

#### Trọng lượng

Chống sương mù ngay lập tức khi cấp nguồn

