



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM

ĐC: Số 12B/2, Ngõ 781, Đ. Hồng Hà, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

ĐT: 02435766999

Website: www.medisana.com.vn & www.tmhitech.com.vn

MẪU NHÃN BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN VIDEO INFINIUM CLEARVUE

Tên: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM**

Địa chỉ: Số 12B/2, ngõ 781, Đ. Hồng Hà, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Tên hàng hóa: **BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN VIDEO INFINIUM CLEARVUE**

Số lưu hành:

Model: **CLEARVUE**

Hướng Dẫn sử dụng: Chọn lưới đèn phù hợp. Lắp lưới đèn vào cán đèn, bôi trơn và cố định que dẫn đường bên trong ống nội khí quản, đặt đầu bệnh nhân ở tư thế trung tính giữ thẳng trục cổ làm thẳng trục miệng thanh quản hầu họng. Mở miệng bệnh nhân bằng cách “dùng kỹ thuật ngón tay trỏ”. Đặt nhẹ nhàng lưới đèn vào phía bên phải của miệng bệnh nhân bằng tay trái gạt lưới sang trái và nâng nắp thanh quản. Quan sát thanh môn đang mở, cách dây thanh quản. Hút sạch chất tiết trong đường thở (nếu cần) bằng tay phải...

Số máy:

Nhà sản xuất: **Infinium Medical, Inc/Mỹ**

Địa chỉ: 12151 62nd St N Largo, FL 33773 USA.

Bảo quản hàng hóa: Nơi khô ráo

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Lan Hương