

**TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế: TAY TREO GIÁ ĐỨNG DỤNG CỤ PHÒNG MỒ Nhà sản xuất: SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p><b>Đặc điểm kỹ thuật:</b> Tay treo Pendant đựng dụng cụ phòng phẫu thuật do Shanghai huifeng Medical Instruments Co., Ltd sản xuất. Cấu tạo bằng sắt, nhôm, có cánh tay treo trần với các khớp nối linh hoạt, giá đỡ bằng thép inox không gỉ, móc treo và ổ cắm làm bằng nhựa chất lượng cao, gọn nhẹ, dễ sử dụng. Dạng giá đứng hoặc giá ngang có cánh tay treo trần xoay được 340 độ các hướng, có thể chịu tải từ 80 kg-350 kgs tùy theo từng model khác nhau, tích hợp lựa chọn ổ cắm điện, ổ cắm mạng, ổ khí gas. Tạo môi trường làm việc hiện đại thuận tiện trong phòng phẫu thuật Có độ bền cao. Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cho phòng phẫu thuật tại các phòng khám, bệnh viện và các cơ sở y tế khác.</p> <p>Thông số kỹ thuật: “Tùy thuộc từng model cụ thể” Các model treo trần cơ bản bao gồm: 1. Bộ đỡ treo trần 2. Cánh tay nằm ngang trên 3. Cánh tay mở rộng chiều dọc 4. Cánh tay mở rộng lò xo 5. Giá pendant. 6. Ổ cắm điện, ổ cắm khí, ổ cắm mạng... Điều khiển chuyển động: Bằng tay Hướng chuyển động: Ngang Khả năng tải: 80-350kgs Các thông số về vật liệu: Nắp đậy và khớp nối, nhựa, giá đứng, ổ cắm thép, chân nhôm, giá thép inox không gỉ</p>
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Giá treo, cây treo truyền dịch, ngăn đựng dụng cụ...”Phụ kiện sẽ phụ thuộc vào model cụ thể”.



1.3	Mục đích/Chi định sử dụng	Được thiết kế để sử dụng trong phòng phẫu thuật tại các phòng khám, bệnh viện và các cơ sở y tế dùng theo yêu cầu của đơn vị sử dụng
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Giá treo được lắp ở vị trí thuận tiện trong phòng phẫu thuật Xoay giá pendant điều chỉnh giá pendant đến đúng vị trí mong muốn. Sau khi sử dụng xoay gọn giá vào vị trí mong muốn trong phòng phẫu thuật. Vệ sinh nếu giá pendant bẩn.
1.5	Chống chi định	Không đặt dụng cụ nặng quá khả năng chịu đựng của giá.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Vui lòng lắp đặt giá pendant trên trần nhà chắc chắn. Hãy chắc chắn mạch của ổ cắm điện, ổ cắm mạng và ổ cắm gas của pendant được kết nối đúng cách. Việc lắp đặt và sửa chữa phải được tiến hành bởi các nhân viên có chuyên môn.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Hiện tại chưa có ghi nhận về tác dụng bất lợi xảy ra khi sử dụng sản phẩm.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có):	
3	Chi định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có):	
4	<p>Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế:</p> <p>Đảm bảo về nhiệt độ của môi trường xung quanh dao động từ 15-35 độ C và độ ẩm từ 5-95%.</p> <p>Các sản phẩm trên không có các thành phần như:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tế bào, mô người, mô động vật hoặc phái sinh của chúng được sử dụng dưới dạng không còn sống.</li> <li>- Tế bào, mô hoặc phái sinh từ nguồn gốc vi sinh vật, mô hoặc phái sinh tái tổ hợp.</li> <li>- Các thành phần gây kích ứng.</li> </ul>	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**  
 Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)  
 Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Tuấn Anh*