




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ DÙNG TRONG NHA KHOA

Những dụng cụ chỉ được sử dụng bởi bác sĩ nha khoa, tùy vào mục đích khám, chữa nha khoa mà bác sĩ sẽ sử dụng dụng cụ phù hợp.

Điều cần bản nhất cho bất cứ phòng khám hay nha khoa là thực hiện quy trình thao tác chuẩn được xem là đã đạt được sự triệt khuẩn hoàn hảo và an toàn cho bất cứ thiết bị phẫu thuật hay dụng cụ nha khoa nào như bên dưới:



Một số lưu ý khi sử dụng dụng cụ:

- Dụng cụ phải luôn được xử lý cẩn thận sau khi dùng và được kiểm tra trước khi sử dụng.
- Mỗi dụng cụ được thiết kế cho một mục đích cụ thể, không được sử dụng khác với mục đích của nhà sản xuất.
- Phải chọn dung dịch ngâm và chất tẩy rửa theo đúng hướng dẫn.
- Không hấp tiệt trùng chung với những dụng cụ khác chất liệu, phải được đóng gói riêng biệt, bảo quản hợp lý.
- Các dụng cụ, đặc biệt là những dụng cụ có khớp nối cần được bôi trơn thường xuyên trước khi hấp tiệt trùng.