


TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: **Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật IME**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2019

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>Tên TTBYT: Giường bệnh nhân đa năng Nhà sản xuất: Chengdu Haohan Medical Equipment/ Trung Quốc</p> <p>▪ Đặc tính sản phẩm:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Loại giường bệnh nhân đa năng điều khiển bằng tay quay. ▪ Cho phép nâng hạ phần lưng, phần khớp gối và chiều cao giường ▪ Bộ tay quay được gắn ở phía cuối giường có thể gấp gọn lại được khi không sử dụng. ▪ Có 2 thanh chắn ở 2 bên giường. An toàn khi di chuyển bệnh nhân ▪ Có bộ phận hỗ trợ chống va đập khi di chuyển. <p>Đệm mút được bọc giả da, không thấm nước. Tầm đầu và chân giường có thể tháo rời</p>
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	<ul style="list-style-type: none"> - Cọc truyền - Bánh xe - Đệm
1.3	Mục đích sử dụng	Dùng làm giường cho bệnh nhân nằm tại các khoa phòng bệnh
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<p>Khóa bánh xe cố định giường trước khi bệnh nhân nằm lên.</p> <p>Dùng tay quay để thực hiện các chức năng nâng, hạ phần lưng, phần gối hoặc chiều cao toàn giường</p>
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Không	
	Cung cấp thông tin về các nước đã phê duyệt cho phép lưu hành sản phẩm, nước đầu tiên cấp đăng ký/cho phép lưu hành trang thiết bị y tế: Không	
3	Chi định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Không	



4

Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế
- Không

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Đức

