

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Ngày 06 tháng 7 năm 2019

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Băng y tế Cấu tạo gồm: Có chất liệu là vải Cooton, hay lụa, có chất dính tốt bên trong, dạng cuộn để có thể sử dụng dài ngắn khác nhau tùy theo vết thương. Đựng trong hộp giấy
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Băng bó bên ngoài cơ thể để cố định các chấn thương như bong gân, gãy xương...
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Cắt độ dài ngắn tùy theo mục đích sử dụng; Vệ sinh vết thương sạch sẽ và lau khô trước khi dán băng, thay băng ngày 1-2 lần tùy theo.
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có):	Thổ Nhĩ Kỳ
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có):	Thổ Nhĩ Kỳ
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế:	Không có

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

ĐSK1: NGUYỄN THỊ TÚ ANH