



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Ngày 06 tháng 7 năm 2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên trang thiết bị y tế: Băng y tế

Thành phần cấu tạo: Có chất liệu là vải Cotton, hay lụa, có chất dính tốt bên trong, dạng cuộn để có thể sử dụng dài ngắn khác nhau tùy theo vết thương. Đựng trong hộp giấy.

Mục đích sử dụng: Băng bó bên ngoài cơ thể để cố định các chấn thương như bong gân, gãy xương...

Cách dùng: Cắt độ dài ngắn tùy theo mục đích sử dụng; Vệ sinh vết thương sạch sẽ và lau khô trước khi dán băng, thay băng ngày 1-2 lần tùy theo.

Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất

Nhà sản xuất: OCTAMED Sağlık ürünleri San. Ve Tic. A.Ş

Aydinli-Birlik OSB Mh.Dogu Cad. No15-34953 Tuzla - Istanbul / TURKEY

Nhập khẩu và phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG
- 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương