



Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế

**BÀN KHÁM NỘI SOI TAI MŨI HỌNG**

Model : MF-1000T

Nhãn hiệu/Hãng sản xuất : MEFACO

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	<b>Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế</b>	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>Bàn khám và điều trị tai mũi họng được thiết kế cho chuyên khoa khám và điều trị tai mũi họng. Mặt bàn làm bằng đá nhân tạo, chống trầy xước và dễ dàng vệ sinh. Thân bàn làm bằng sắt sơn tĩnh điện chịu lực và chịu nhiệt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nguồn điện : AC 220v 50/60Hz</li> <li>• Công suất tiêu thụ : 1200 W</li> <li>• Kích thước : 1800mm(W) x 650mm(D) x 850(H)</li> </ul>
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)	<p><b>Phụ kiện tiêu chuẩn:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ khí nén với các tay : 01 cái, Bộ khí hút chân không chống rung : 01 bộ, Máy sấy chống mờ sương : 01 cái, Ca chứa bông gòn : 01 chiếc, Cốc đựng nước muối sinh lý : 03 cốc, Ngăn kéo dụng cụ : 01 cái, Ngăn chứa dụng cụ tiệt trùng bằng tia UV : 01 cái, Kênh chứa ống soi tiệt trùng bằng tia UV : 01 cái, Kênh để ống soi tiệt trùng : 01 cái, Vòi phun rửa ống hút dịch : 01 cái, Bình chứa dịch : 01 cái Thiết bị phun : 01 cái, Cốc ngâm optic : 03 cốc, Bình chứa dịch thải Xô chứa rác thải : 01 cái, Bộ lọc nước : 01 bộ, Bàn có các tay treo : Đỡ treo đèn khám, treo, màn hình, đèn đọc phim, kính hiển vi.</li> </ul> <p><b>Phụ kiện tùy chọn:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghế bác sĩ ; Hệ thống nội soi</li> </ul>
1.3	Mục đích/ chỉ định sử dụng như ghi trong nhãn mác	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Được sử dụng trong khám và điều trị tai mũi họng</li> </ul>
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cắm dây nguồn</li> <li>2. Bật công tắc nguồn</li> <li>3. Sử dụng các phụ kiện theo từng thao tác cho phù hợp.</li> <li>4. Tắt các thiết bị khi không sử dụng</li> </ol>
1.5	Chống chỉ định	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Không sử dụng ngoài mục đích thăm khám tai mũi họng.</li> </ul>
1.6	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.</li> <li>- Không đặt thiết bị ở nơi ẩm thấp, gần nguồn điện, nguồn phát nhiệt hoặc tiếp xúc với hóa chất.</li> <li>- Để tránh hiện tượng dòng điện cảm ứng, nên mang giày dép khi sử dụng thiết bị.</li> </ul>
1.7	Tác dụng bất	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiện tại chưa xác định và kiểm chứng bất kỳ bất lợi cụ thể</li> </ul>



	lợi cụ thể xảy ra	nào
2	<b>Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước khác( nếu có):</b> - Không có thông tin	
3	<b>Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có):</b> - Không có thông tin	
4	<b>Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế</b>	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin đã kê khai nêu trên.

**Đơn vị sản xuất**  
**(Ký tên, đóng dấu)**

