

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Dụng cụ chắn chì cho xylanh hoặc lọ chứa thuốc phóng xạ - Được làm bằng chì, kính chì hoặc Tungsten
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)	-
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng như ghi trên nhóm	Che chắn phóng xạ cho các dụng cụ chứa thuốc phóng xạ như xylanh, lọ.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	- Tùy từng mã sản phẩm, có thể chứa xylanh hoặc lọ đựng thuốc phóng xạ. - Sau đó dùng như thiết bị thông thường
1.5	Chống chỉ định	Không
1.6	Cảnh báo và thận trọng	-Dùng đúng thiết bị với đúng đồng vị phóng xạ để đảm bảo che chắn hiệu quả
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có) USA Thailand Singapore Viet Nam	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) Không có	
4	Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

Không có

Đơn vị nhập khẩu
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Giám đốc



PHẠM QUANG TRUNG

(*) Ký hiệu viết tắt của đơn vị nhập khẩu

(**) Tên địa điểm tỉnh, thành phố nơi đơn vị nhập khẩu đặt trụ sở