



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Giá treo thiết bị trong phòng mổ EX100; EX200

Hãng SX: AMCAREMED TECHNOLOGY CO.,LIMITED/ TRUNG QUỐC

1. Giá treo thiết bị trong phòng mổ EX100

Giá treo một khớp xoay EX100

Loại treo trần

Hai khớp có thể xoay 340⁰

Cánh tay đòn dài 900mm

Tải trọng: 220kg

Tích hợp các ổ khí, ổ cắm điện

03 khay đặt thiết bị

01 ngăn kéo

01 tay treo

01 cọc truyền

2. Giá treo thiết bị trong phòng mổ EX200

Loại treo trần

Hai khớp có thể xoay 340⁰

Tải trọng: 200kg

Tích hợp các ổ khí, ổ cắm điện

03 khay đặt thiết bị

01 ngăn kéo

01 tay treo

01 cọc truyền


B1: Di chuyển cánh tay đến vị trí mong muốn

B2: Sắp xếp các thiết bị cần cho ca mổ vào các khay có sẵn

B3: Kết nối điện khí của thiết bị vào pendant

B4: Vệ sinh sau khi sử dụng





1220-C.T.C.P.
TY
HÀN
NGHỆ
THÀNH
TP. HÀ NỘI