

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY CẮT TIÊU BẢN LẠNH
MEV

Giới thiệu:

Model MEV là máy cắt tiêu bản tay quay bán tự động, có thể được vận hành một cách dễ dàng. Máy cắt có buồng thao tác bằng thép không gỉ với không gian rộng, có 24 vị trí làm lạnh. Buồng làm lạnh được chiếu sáng, có nhiệt độ có thể giảm xuống tới -35°C. Để đảm bảo an toàn, máy có thể được tùy chọn trang bị thêm hệ thống tiệt trùng UV-C.

Máy cắt hiện đại với bộ phận dịch chuyển mẫu bằng mô-tơ

Buồng làm lạnh với không gian rộng giúp vận hành thoải mái

Tám chông cuộn lớn

24 vị trí làm lạnh

Kính quan sát cường lực

Rã đông tự động

Bình ngưng tụ với cảm biến mực, có thể tháo rời

Hướng dẫn sử dụng:

Máy MEV được sử dụng để làm đông nhanh và cắt các lát tiêu bản mỏng từ mẫu đông lạnh để sử dụng cho mục đích chuyên sâu tại các phòng thí nghiệm về sinh học, y học và công nghiệp.

- Lắp dao cắt.
- Lắp cassette.
- Quay tay quay.
- Cắt thô.
- Cắt tinh.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Đức