



**CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG**

Số 7/93 Vương Thừa Vũ, Thanh xuân, Hà nội, Việt Nam

Tel : (84-24) 38522281 - Fax: (84-24) 35760830

[www.hoangphuongcme.com.vn](http://www.hoangphuongcme.com.vn)

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO HUYẾT ÁP

Lật ngửa bàn tay trái, đặt túi hơi vào bắp tay để bề mặt máy cùng phía với lòng bàn tay. Điều chỉnh túi hơi sao cho bờ túi hơi cách bắp tay 2-3 cm. Sau đó giữ và kéo phần còn lại của túi hơi để giữ túi hơi và bắp tay không còn khoảng trống. Túi hơi phải được vòng vào bắp tay một cách vừa vặn, thoải mái không quá chặt.

Đại diện hợp pháp của cơ sở



**GIÁM ĐỐC**  
*ThS. Nguyễn Thị Phương*