



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế: **GIƯỜNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY QUAY**

Chủng loại/ Mã sản phẩm: B-500 M; B-1000 M/5



B-500 M



B-1000 M/5

A. Chức năng:

- Nâng hạ các chức năng bằng tay quay phía cuối giường
- Gấp gọn tay quay khi không sử dụng
- Khoá bánh xe khi cố định giường
- Mở khoá bánh xe khi cần di chuyển giường
- Đóng/ mở song chắn khi cần thiết
- Tháo tấm đầu giường khi cần thiết

B. Bảo quản:

- Hoạt động trong môi trường bình thường
- Vệ sinh thường xuyên bằng khăn lau và dung dịch tẩy rửa nhẹ
- Thao tác theo đúng chỉ dẫn hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất

C. Phụ kiện đi kèm:

- Nệm
- Cây treo bình dịch