

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG BÁ TIỀN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI	TIÊU CHUẨN CƠ SỞ	TCCS 03:2019/DINA CÓ HIỆU LỰC TỪ:
	Tên sản phẩm Dr.NANO xịt họng	

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm:

DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI HỌNG RĂNG MIỆNG PRONANO 50ml

1. Nguyên liệu:

- Nano Bạc	0,02 gam
- Tinh dầu bưởi	0,15 ml
- Menthol	0,02 gam
- Nước tinh khiết vừa đủ	1000 ml

2. Yêu cầu kỹ thuật:

2.1. Chỉ tiêu cảm quan:


STT	Tên chỉ tiêu	Yêu cầu
1	Tính chất:	Dung dịch không màu hoặc có ánh vàng, thoảng mùi thơm của menthol và tinh dầu bưởi.
2	Độ trong:	Chế phẩm phải trong, không lờ đục.

2.2. Chỉ tiêu hóa lý:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tài liệu thử	Mức công bố
1	Sai số thể tích	ml	ĐDVN V	Không ít hơn 97% thể tích ghi trên nhãn
2	pH		ĐDVN V	Từ 7,5 - 8,5
3	Hàm lượng Bạc	ppm	06/2011/ TT-BYT (ACM THA- 05)	20ppm ±25%
4	Giới hạn Chì	ppm		≤ 20
5	Giới hạn Arsen	ppm		≤ 5
6	Giới hạn Thủy ngân	ppm		≤ 1

2.3. Chỉ tiêu vi sinh:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tài liệu thử	Mức công bố
1	<i>Enterobacteria</i>	CFU/ml	ĐDVN V	Không có
2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	ĐDVN V	Không có
3	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	ĐDVN V	Không có
4	Tổng nấm mốc, men	CFU/ml	ĐDVN V	Không có
5	Tổng số vi khuẩn hiếu khí sống lại	CFU/ml	ĐDVN V	≤ 100



4. Quy cách đóng gói: Dung dịch Dr.NANO xịt họng được đóng trong chai nhựa có vòi xịt thể tích 25, 30, 50 ml.

Nhãn ghi đầy đủ các nội dung sau:

Nhà sản xuất:

Công Ty TNHH MTV Quảng bá tiên bộ và ứng dụng mới - DINAGROUP.

Địa chỉ: 6/28 Lê Thánh Tôn, TP. Huế

ĐT/Fax: 0234.3513659 Webssite: www.dinagroupvietnam.com

Công dụng:

- Vệ sinh hàng ngày để làm sạch họng, ngăn ngừa ho, khô rát họng, viêm họng, viêm xoang, viêm lợi, nhiệt miệng, phòng tránh các bệnh lây qua đường hô hấp, khử mùi hôi miệng, giúp hơi thở thơm mát, tạo cảm giác sảng khoái.
- Vệ sinh răng miệng trước, trong và sau khi phẫu thuật nha khoa và vùng miệng.

Đối tượng sử dụng:

Phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt là người viêm họng, người ho gió, ho khan, ho do dị ứng thời tiết.

Cách sử dụng:

Mở nắp lọ, xịt 1-2 lần bỏ đi phần dung dịch đầu tiên

Hướng vòi xịt vào vòm họng, bấm nhanh và mạnh 2-3 lần, ngày dùng 6-10 lần.

Nên dùng hàng ngày khi có các dấu hiệu khô họng, đau họng, hoặc ngứa rát tại họng.

Bảo quản:

Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Chỉ nên sử dụng sản phẩm trong vòng 30 ngày sau khi mở nắp.

Thời hạn sử dụng: 36 tháng, kể từ ngày sản xuất.

Quy cách đóng gói: Chai nhựa có vòi xịt thể tích 25, 30, 40 ml.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 03:2019/DINA

Thành phố Huế, ngày 16 tháng 8 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Như Mai

