

Ngày ... tháng ... năm 2019

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

- Tên cơ sở: Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 252-254, Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, là cơ sở công bố trang thiết bị y tế:

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Túi Hơi Huyết Áp Kế
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	<ul style="list-style-type: none">Là phụ tùng thay thế dùng kèm với bao vải trong máy đo huyết ápDùng kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none">Cho túi hơi vào trong bao vải sau đó kết nối 2 dây với đồng hồ và bộ van quả bóp
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Bảo quản nơi thoáng mát
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Hiện chưa có ghi nhận trường hợp bất lợi
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	<ul style="list-style-type: none">Hiện chưa có ghi nhận về phản ứng bất lợi liên quan đến sử dụng sản phẩm

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở 



GIÁM ĐỐC

ThS.NGUYỄN VĂN THẮNG