

Ngày ... tháng ... năm 2019

## TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

- Tên cơ sở: Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 252-254, Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, là cơ sở công bố trang thiết bị y tế:

STT	Túi Hơi Đo Huyết Áp Các Size	
1	<b>Mục đích/Chỉ định sử dụng</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Là phụ tùng thay thế dùng kèm với bao vải trong máy đo huyết áp</li><li>• Dùng kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân</li></ul>
2	<b>Hướng dẫn sử dụng</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cho túi hơi vào trong bao vải sau đó kết nối 2 dây với đồng hồ và bộ van quả bóp</li></ul>

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.