



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT ÂU VIỆT

Trụ sở chính:
Địa chỉ: Liên kè 20, lô 17, KĐT Văn Khê,
P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 024.22397165 – Mobile: 0985377816
Email: sales@auvietvn.com

VP HCM :
Địa chỉ: Phòng 905, Lô B, Bàu Cát 2, P10,
Q.Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 0985377816
Website: www.auvietvn.com



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN MỒ ĐA NĂNG

1. Công dụng:

- Bàn được sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh, các nhà hộ sinh, các bệnh viện...

2. Lắp đặt:

- Bàn được đặt tại các vị trí bằng phẳng, tránh đặt tại các vị trí có địa hình lồi lõm lớn có thể gây khó khăn trong thao tác
- Trong trường hợp bàn có kết cấu lắp ráp, người sử dụng đọc kỹ hướng dẫn lắp ráp kèm theo rồi lắp ráp theo hướng dẫn

3. Sử dụng hợp lý:

- Không để tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc hóa chất tẩy rửa trong thời gian dài
- Không di chuyển nâng, hạ, xoay quá giới hạn cho phép.
- Tránh va đập mạnh.
- Không tự ý tháo rời các bộ phận của bàn khám khi chưa được phép.