

# Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu được xác nhận bằng chữ ký số và có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2019*

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**  
*Ký tên (ghi họ tên đầy đủ, chức danh)*  
*Xác nhận bằng chữ ký số*

**Giám đốc**  
**Trịnh Diệu Hương**

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

### Magazine Pack Peripheral Blood Orange 10 pcs

**Mã sản phẩm:** XU-10133-01

**Quy cách đóng gói:** Hộp 10 khay

**Nhiệt độ bảo quản:** Bảo quản ở nhiệt độ phòng

#### **Mục đích sử dụng:**

Khay màu cam sử dụng cho phân tích máu ngoại vi, dùng trong máy xét nghiệm của hãng CellaVision AB.

#### **Hướng dẫn sử dụng:**

Thao tác với sản phẩm theo khuyến cáo trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của thiết bị.

#### **Cảnh báo và thận trọng:**

- Một khay đựng có thể được sử dụng 100 lần. Thải bỏ khay đựng đã sử dụng 100 lần. Khay đựng được sử dụng quá nhiều lần có thể gây nguy hại cho hệ thống.
- Sản phẩm chỉ dùng trong chẩn đoán *in vitro*.
- Sau khi sử dụng, thải bỏ sản phẩm theo quy định của địa phương.
- Tuân thủ GLP (Thực hành tốt phòng xét nghiệm) khi thao tác với sản phẩm.
- Mặc trang phục bảo hộ, đeo găng tay và sử dụng thiết bị bảo vệ mắt/mặt khi thao tác.

Chủ sở hữu sản phẩm: **CellaVision AB**

Địa chỉ: Mobilvägen 12, SE-223 62 Lund, Sweden