

Ngày 10 tháng 9 năm 2019

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Tên cơ sở: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc Tế VaVi
- Địa chỉ: 50 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

STT	PASTE, GEL DẪN TRUYỀN	
1	Danh mục	AC CREAM250V-3; AC CREAM100V; AC CREAM050V; NEURGEL250V-3; NEURGEL250F; NPREP120T-3; NPREP025T.
2	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Dùng hỗ trợ việc đo điện não, điện cơ cho bệnh nhân
3	Hướng dẫn sử dụng	- Cho paste, gel vào điện cực và gắn điện cực vào vị trí cần đo của bệnh nhân. - Kết nối điện cực với thiết bị đo



Người đại diện hợp pháp của cơ sở  
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MAI HỒNG LẠC